

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozu-opatrunkow-p-2027.html>



Wózek do przewozu opatrunków

Cena brutto	2 641,00 zł
Cena netto	2 445,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-B2T-66-ST-K5-WKR 2.(295)x95x85.ST.9003- 200

Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiam Państwu nowoczesny i funkcjonalny wózek do przewozu opatrunków, idealny do profesjonalnego wykorzystania w placówkach medycznych. Ten praktyczny produkt został zaprojektowany z myślą o optymalizacji procesu opieki nad pacjentami i ułatwieniu pracy personelu medycznego.

Wózek posiada solidne wykonanie, które zapewnia trwałość i niezawodność. Jego stelaż został wykonany z aluminiowo-stalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo na biało. Jest wyposażony w kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu można łatwo dostosować wózek do indywidualnych potrzeb i preferencji personelu medycznego. Co ważne, montaż dodatkowego wyposażenia jest możliwy za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Wózek jest wyposażony w trzy praktyczne elementy: wyjmowaną tacę, dwie tacki oraz koszyk na akcesoria. Wyjmowana taca o wymiarach 705x390x18 mm wykonana jest ze stali kwasoodpornej, gwarantującej jej trwałość i odporność na korozję. Dwie tacki o wymiarach 650x390x18 mm zapewniają dodatkową przestrzeń do przechowywania opatrunków i innych niezbędnych materiałów medycznych. Koszyk o wymiarach 295x95x85 mm pozwala na segregację i łatwy dostęp do mniejszych akcesoriów.

Wózek posiada również stelaż do worka na odpady, który jest stalowy i lakierowany proszkowo na biało. Jest wyposażony w pokrywę uchylną z tworzywa w kolorze białym, która zapewnia higieniczne przechowywanie odpadków medycznych. Wymiary całkowite wózka wynoszą 1000x430x890 mm, natomiast wymiary powierzchni użytkowej tacy to 610x360x17 mm.

Ten wózek do przewozu opatrunków jest produktem krajowym, spełniającym najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o jego profesjonalnym zastosowaniu w placówkach służby zdrowia. Warto zaznaczyć, że wózek jest sprzedawany ze stawką 8% VAT, co stanowi dodatkową korzyść dla potencjalnych nabywców.

Ten nowoczesny, praktyczny i funkcjonalny wózek do przewozu opatrunków stanowi niezastąpione narzędzie dla personelu medycznego, któremu zależy na efektywnej organizacji pracy i zapewnieniu najwyższej jakości opieki pacjentom.

Dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm

-
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**