

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-reanimacji-na-oddzial-ratunkowy-z-wyposazeniem-p-2982.html>



Wózek do reanimacji na oddział ratunkowy z wyposażeniem

Cena brutto	8 130,00 zł
Cena netto	7 527,78 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-01/ST z wyp
Kod producenta	REN-1D00-B(ST)S(ST)F(S T)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek do reanimacji na oddział ratunkowy z wyposażeniem.

Wózek z wyposażeniem na oddziały ratunkowe, stosuje się go przede wszystkim w **szpitalach, głównie na oddziałach ratunkowych oraz intensywnej terapii**. Wózek posiada **stalowy blat z pogłębieniem**, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50mm. Szafka również stalowa lakierowana proszkowo, a jej fronty lakierowane na kolor wg palety RAL. Szuflady zostały wyposażone w system samodociągu, korpus wyposażony w materiał **wygluszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący wibracje**. Stalowa podstawa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), **w tym dwa z blokadą**.

Wózek reanimacyjny posiada uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze **stali kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wyposażenie:

- szafka z szufladą (wysokość frontu: 155mm) i drzwiczkami
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 4xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 1xwieszak kroplówki
- 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x150x160mm
- 1xuchwyt do butli z tlenem
- 1xpoj. na zużyte igły
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- blat stalowy z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL
- prowadnice szuflady z samodociągiem
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa stalowa z odbojami
- do szpitala, wózek na oddziały ratunkowe oraz intensywne terapie
- mobilny
- 4 koła w tym 2 z hamulcem
- sprzedawany z 8% VAT

Dane techniczne:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm
- [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)