

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-transportu-chorych-sprezyna-gazowa-p-2937.html>

Wózek do transportu chorych - sprężyna gazowa



Cena brutto	8 083,00 zł
Cena netto	7 484,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-WS-TC-02

Opis produktu

Wózek do transportu chorych ze sprężyną gazową.

Wózek jest przeznaczony do transportu pacjenta w pozycji leżącej na terenie szpitala jak i w innych placówkach medycznych. Produkt posiada regulację wysokości, która odbywa się hydraulicznie. Wózek do transportu chorych, został wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.

Standardowo wózek posiada składane barierki boczne, **regulowany podgłówek za pomocą sprężyny gazowej** oraz krążki odbojowe. Błat wózka do transportu pacjentów został wykonany z płyty HPL przezierna dla promieni RTG oraz materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP.

Cechy produktu:

- do szpitali i innych placówek medycznych
- do transportu chorych
- regulacja wysokości
- profile stalowe malowane proszkowo
- składane barierki boczne
- **regulacja podgłówek za pomocą sprężyny gazowej**
- krążki odbojowe
- blat z płyty HPL
- materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP
- z 8% VAT

Opcje dodatkowe (za dopłatą):

- centralna blokada kółek
- wieszak na kroplówkę
- wieszak na butlę z tlenem
- kosz na rzeczy osobiste
- pasy do unieruchomienia pacjenta
- materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta
- prowadnica na kasetę RTG

Dane techniczne:

- Długość materaca/ całkowita **195/218 cm**
- Szerokość materaca /całkowita **65 /78 cm**

-
- Wysokość **47-86 cm**
 - Regulacja kąta podglówka **0° do 80°**
 - Pozycja Trendelenburga **niedostępne**
 - Pozycja Anty-Trendelenburga **niedostępne**
 - Masa własna **80 kg**
 - Maksymalne obciążenie **200 kg**

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Centralna blokada kół WS: Nie , Tak (+ 990,00 zł)

Wieszak na butlę z tlenem WS: Nie , Tak (+ 170,00 zł)

Kosz na rzeczy osobiste WS: Nie , Tak (+ 255,00 zł)

Pasy do unieruchomienia pacjenta: Nie , Tak (+ 220,00 zł)

Materac z uchwytami WS: Nie , Tak (+ 190,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG WS: Nie , Tak (+ 180,00 zł)

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17

Kolory stelaża WS: RAL9003

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)