

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-transportu-chorych-w-szpitalu-p-2936.html>

Wózek do transportu chorych w szpitalu



Cena brutto	7 840,00 zł
Cena netto	7 259,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	7-14dni
Numer katalogowy	SM-WS-TC-01

Opis produktu

Wózek do transportu chorych w szpitalu.

Wózek jest przeznaczony do transportu pacjenta w pozycji leżącej na terenie szpitala jak i w innych placówkach medycznych. Produkt posiada regulację wysokości, która odbywa się hydraulicznie. Wózek do transportu chorych, został wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.

Standardowo wózek posiada składane barierki boczne, regulowany podgłówek za pomocą mechanizmu typu rastomat oraz krążki odbojowe. Błat wózka do transportu pacjentów został wykonany z płyty HPL przezierna dla promieni RTG oraz materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP.

Cechy produktu:

- do szpitali i innych placówek medycznych
- do transportu chorych
- regulacja wysokości
- profile stalowe malowane proszkowo
- składane barierki boczne
- regulacja podgłówka
- krążki odbojowe
- błat z płyty HPL
- materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP
- z 8% VAT

Opcje dodatkowe (za dopłatą):

- centralna blokada kółek
- wieszak na kroplówkę
- wieszak na butlę z tlenem
- kosz na rzeczy osobiste
- pasy do unieruchomienia pacjenta
- materac z uchwytami do przenoszenia pacjenta
- prowadnica na kasetę RTG

Dane techniczne:

- Długość materaca/ całkowita 195/218 cm
- Szerokość materaca /całkowita 65 /78 cm
- Wysokość 47-86 cm

-
- Regulacja kąta podglówka 0° do 80°
 - Pozycja Trendelenburga niedostępne
 - Pozycja Anty-Trendelenburga niedostępne
 - Masa własna 80 kg
 - Maksymalne obciążenie 200 kg

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kosz na rzeczy osobiste WS: Nie , Tak (+ 255,00 zł)

Pasy do unieruchomienia pacjenta: Nie , Tak (+ 220,00 zł)

Materac z uchwytami WS: Nie , Tak (+ 190,00 zł)

Prowadnica na kasetę RTG WS: Nie , Tak (+ 180,00 zł)

Centralna blokada kół WS: Nie , Tak (+ 990,00 zł)

Wieszak na butlę z tlenem WS: Nie , Tak (+ 170,00 zł)

Kolory tapicerki WS: S01 , S02 , S03 , S04 , S05 , S06 , S07 , S08 , S09 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17

Kolory stelaża WS: RAL9003

Wieszak na kroplówkę WS: Nie , Tak (+ 340,00 zł)