

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-transportu-odpadow-medycznych-p-2148.html>



Wózek do transportu odpadów medycznych

Cena brutto	3 130,00 zł
Cena netto	2 544,72 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-KMB-MB2-02KO/100/P
Kod producenta	MB-02-ABS3-100-K2

Opis produktu

Oto wózek do transportu odpadów medycznych, który nie tylko spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale także wyróżnia się estetyką i funkcjonalnością.

Nasza konstrukcja opiera się na stelażu z najwyższej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także odporność na działanie agresywnych substancji. Obręcz wokół worka została wyposażona w innowacyjne klipsy zaciskowe, które skutecznie zabezpieczają przed przypadkowym zsunięciem się worka, co przekłada się na bezpieczeństwo w transporcie.

Podstawa wózka, wykonana ze stalowej ocynkowanej konstrukcji, posiada osłonę z tworzywa ABS w eleganckim białym kolorze. Wyposażona jest w solidne koła o średnicy 50 mm, z obudową także z ocynkowanej stali, z dwoma zintegrowanymi blokadami, zapewniając stabilność w trakcie przemieszczania. To rozwiązanie pozwala na swobodne poruszanie się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

Pokrywa wózka, również wykonana z tworzywa ABS w kolorze białym, to nie tylko estetyczny element, ale także funkcjonalne rozwiązanie. Posiada spowalniacz cichego opadania, co nie tylko zapewnia wygodę użytkowania, ale również skutecznie ogranicza rozprzestrzenianie się bakterii. Dodatkowo, pokrywę można podnosić niezależnie, co ułatwia segregację odpadów.

Wymiary całkowite wózka to 815x495x875 mm, a istnieje także możliwość dostosowania elementów białych do eleganckiego koloru szarego. Nasz wózek to nie tylko praktyczne narzędzie do transportu odpadów medycznych, ale również designerski element, który wprowadzi innowacyjność do codziennych procesów zarządzania odpadami.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor pokrywy wózka TMBY: brak , biała , szara

Kolor podstawy TMBY: biały , szary