

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-elektryczny-dla-inwalidy-smart-tim-p-3356.html>

Wózek elektryczny dla inwalidy SMART-TIM



Cena brutto	3 580,00 zł
Cena netto	3 314,81 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-WE-SMART-TIM

Opis produktu

Wygoda i mobilność

Wózek elektryczny dla inwalidy SMART-TIM to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia maksymalną mobilność, wygodę oraz bezpieczeństwo osobom z ograniczeniami ruchowymi. Ten nowoczesny wózek dla inwalidy elektryczny charakteryzuje się lekką, aluminiową i składaną konstrukcją, dzięki czemu łatwo go przechowywać oraz transportować.

Łatwe sterowanie i bezpieczeństwo

SMART-TIM wyróżnia się intuicyjnym modułem sterującym z czytelnym wyświetlaczem LCD, co zapewnia łatwą obsługę nawet osobom mniej doświadczonym technicznie. Zaawansowane hamulce elektromagnetyczne gwarantują bezpieczne zatrzymanie się w każdych warunkach, a zintegrowane koła antywywrotne dodatkowo zwiększają stabilność w trakcie użytkowania.

Komfort użytkowania

Komfort korzystania z tego wózka akumulatorowego dla inwalidy zwiększają odchylane podłokietniki oraz podnóżek, wygodne amortyzatory z przodu i z tyłu oraz praktyczna kieszka na drobiazgi. Siedzisko o wymiarach 41 x 42 cm zapewnia optymalne podparcie ciała, a pas bezpieczeństwa dodatkowo chroni użytkownika podczas jazdy.

Dwa tryby pracy

Wózek SMART-TIM posiada dwa tryby pracy: elektryczny oraz ręczny, umożliwiając dostosowanie sposobu poruszania się do bieżących potrzeb użytkownika. W pełni zamknięty, bezobsługowy akumulator litowy o pojemności 24 V i 12 Ah zapewnia imponujący zasięg do 18 km na jednym ładowaniu.

Kompaktowe wymiary

Dzięki kompaktowej szerokości całkowitej wynoszącej jedynie 54 cm, wózek idealnie sprawdza się w pomieszczeniach zamkniętych, oferując łatwość manewrowania nawet w ciasnych przestrzeniach. Solidne pełne koła (przednie 6", tylne 8") zapewniają płynną jazdę zarówno po płaskich nawierzchniach, jak i nieco trudniejszych terenach.

Wózek elektryczny SMART-TIM to znakomity wybór dla osób szukających wygodnego, bezpiecznego i niezawodnego wózka dla

inwalidy, który umożliwi im prowadzenie aktywnego i niezależnego stylu życia.

Cechy produktu;

- Aluminiowa, składana rama
- Moduł sterujący z wyświetlaczem LCD
- Hamulce elektromagnetyczne
- Koła antywywrotne
- Pas bezpieczeństwa
- Odchylane podłokietniki i podnóżek
- Amortyzatory przednie i tylne
- Kieszonka na drobniaki
- Dwa tryby pracy (elektryczny i ręczny)
- Akumulator litowy 24 V / 12 Ah
- Zasięg do 18 km na jednym ładowaniu
- Wymiary siedziska: 41 x 42 cm

Specyfikacja techniczna;

- Koła:
 - Przednie, pełne, obrotowe: 6''
 - Tylne, pełne: 8''
- Wysokość całkowita: 88 cm
- Szerokość całkowita: 54 cm
- Długość całkowita: 82 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 44 cm
- Wymiary siedziska: 41 x 42 cm
- Prędkość maksymalna: ≤ 6 [km/h]
- Maksymalny udźwig: 115 [kg]
- Droga hamowania na powierzchni poziomej: ≤ 1 [m]
- Maksymalny zasięg: 18 [km]
- Akumulator: litowy, 24 [V] x 12 [Ah]
- Maks. kąt wzniesienia: $\leq 6^\circ$
- Max. promień skrętu: 0,90 [m]
- Waga wózka inwalidzkiego: 14,70 kg
- Waga akumulatora: 2,30 kg
- Stopień ochrony silnika: IP54
- Poziom mocy silnika: 2x150[W]

Dokumentacja i instrukcja obsługi

Do wózka elektrycznego SMART-TIM dołączana jest karta gwarancyjna oraz szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca:

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- Opis i przeznaczenie produktu
- Elementy składowe produktu
- Cechy produktu
- Parametry techniczne
- Objasnienie symboli
- Rozpakowywanie i instalacja
- Zasady użytkowania z dokładnym opisem funkcji panelu sterowania
- Sposoby użycia
- Czyszczenie i konserwacja
- Konserwacja i czyszczenie akumulatora
- Transport i przechowywanie
- Jeżeli chcesz zapoznać się z instrukcją jeszcze przed zakupem, pobierz ją [tutaj](#).

Wózek elektryczny SMART-TIM to znakomity wybór dla osób szukających wygodnego, bezpiecznego i niezawodnego wózka dla

inwalidy, który umożliwi im prowadzenie aktywnego i niezależnego stylu życia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor wózka elektr.: Kolor czarny , Kolor szary