

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-dla-niepełnosprawnych-p-553.html>



Wózek inwalidzki dla niepełnosprawnych

Cena brutto	820,00 zł
Cena netto	759,26 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-WIR-H011

Opis produktu

Prezentowany wózek inwalidzki przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych motorycznie i osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się. Pełni on nie tylko funkcję lokomotywną lecz również stabilizacyjną czyli utrzymuje ciało użytkownika w odpowiedniej pozycji.

Może być używany zarówno w warunkach domowych jak i w szpitalach, przychodniach czy hospicjach.

Jego lekka, stalowa, składana rama (krzyżak) sprawia, że jest on łatwy i komfortowy w użyciu, a funkcja szybkiego demontażu kół dodatkowo ułatwia przenoszenie lub przewożenie.

Siedzisko wykonane zostało z tworzywa sztucznego - nylonu w kolorze czarnym. Dlatego jest on bardzo wytrzymały i odporny na rozciąganie.


Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej wejście jak i zejście z wózka, podłokietniki zaprojektowano w taki sposób, aby można było je łatwo uchylić natomiast podnóżki uchylić lub zdjąć.

Wózek posiada duże 24-calowe, pompowane koła tylne oraz przednie pełne, gumowe koła o średnicy 8" które umożliwiają osobie niepełnosprawnej samodzielne przemieszczanie się, a zastosowanie w tylnej części oparcia rączek pozwala na prowadzenie wózka przez drugą osobę.

Wózek inwalidzki ręczny, cechy:

- stalowa rama, malowana proszkowo,
- wytrzymałe siedzisko nylonowo - bawełniane,
- siedzisko w kolorze czarnym,
- poduszka,
- podłokietniki regulowane na wysokość z funkcją uchyłania,
- podnóżki w wersji uchyłnej,
- koła tylne 24" wykonane ze stalowych szprych,
- w kołach tylnych opony pompowane,
- koła przednie 8"
- koła przednie wykonane w całości z gumy o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie,
- **zestaw zawiera: ramę wózka wraz z siedziskiem, prawy podnóżek wraz z płytą podnóżka, lewy podnóżek wraz z płytą podnóżka, taśmę zabezpieczającą, pompkę, zestaw kluczy do montażu/demontażu wózka**

- a- uchwyt
b- podłokietnik z regulacją wysokości
c- przycisk blokady podłokietnika
d- hamulec postojowy
e- ciąg napędowy
f- szybkozłączka
g- podnóżek
h- bolec montowania podnóżka



Co cechuje prezentowany wózek inwalidzki dla niepełnosprawnych:

- **KOMFORT** - wyposażony w uchylne i zdejmowane podnóżki, co zapewnia komfort użytkowania,
- **PROSTOTA** - wózek ten szybko się składa i rozkłada bez użycia nadmiernej siły. Waga wózka po złożeniu wynosi 21 kg,
- **TRWAŁOŚĆ** - dzięki zastosowaniu stalowej ramy, wózek może posłużyć użytkownikowi nawet przez wiele lat. Utrzyma ona ciężar do 115 kg.
- **UNIWERSALNOŚĆ** - wózek wyposażony jest w gumowe i pompowane koła, amortyzując w przypadku jazdy po nierównościach. Takie rozwiązanie daje możliwość korzystania wszędzie, bez ograniczeń.

Wózek inwalidzki dla niepełnosprawnych, dane techniczne:

- Rama - STALOWA
- Hamulce dla osoby prowadzącej - NIE
- Sposób składania wózka - SKŁADANY NA POJEDYNCZYM KRZYŻAKU
- Funkcja regulacji środka ciężkości - NIE
- Poduszka piankowa w zestawie - TAK O WYSOKOŚCI 4 cm
- Poduszka do siedzenia w zestawie - TAK
- Ciągi - PROFILOWANE
- Podnóżki- UCHYLNE I ZDEJMOWANE
- Szybkozłączka - TAK - FUNKCJA SZYBKIEGO DEMONTAŻU KÓŁ
- Kieszonka na drobniarę - TAK
- Hamulec postojowy - TAK
- Podłokietniki- Z FUNKCJĄ UCHYLANIA I REGULACJĄ WYSOKOŚCI
- Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
- Pas dla użytkownika - TAK
- Kółka antywywrotne regulowane - NIE
- Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 24"
- Rodzaj kół przednich - PEŁNE GUMOWE O ŚREDNICY 8"
- Kolor ramy - SREBRNY, CIEMNONIEBIESKI
- Kolor tapicerki - CZARNY
- Rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY
- Maksymalna waga użytkownika - 115 kg dla rozmiaru siedziska 48 cm lub 135 kg dla rozmiaru siedziska 51 cm
- Możliwość składania - TAK
- Waga wózka - 18,6 - 21 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wózka: srebrny , granat

Szerokość siedziska: 41 cm , 43 cm , 46 cm , 48 cm , 51 cm