

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-dla-niepelnosprawnych-p-553.html>



Wózek inwalidzki stalowy Timago BASIC-TIM H011-B

Cena brutto	546,00 zł
Cena netto	505,56 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BASIC-TIM H011-B

Opis produktu

Stabilny wózek inwalidzki do codziennego transportu

Timago BASIC-TIM H011-B to stalowy, składany wózek inwalidzki ręczny dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które potrzebują stabilnego podparcia podczas transportu, spacerów i przemieszczania się na krótkich dystansach.

Model BASIC-TIM został zaprojektowany dla osób, dla których ważne są: stabilna rama, prosta obsługa, możliwość złożenia oraz praktyczne wyposażenie. Stalowa konstrukcja jest sztywna i zapewnia dobre podparcie podczas jazdy, a składanie na pojedynczym krzyżaku ułatwia przechowywanie oraz przewożenie wózka.

Wózek dostępny jest z tylnymi kołami pełnymi gumowymi lub pompowanymi. Dzięki temu można wybrać konfigurację dopasowaną do sposobu użytkowania — bardziej bezobsługową albo zapewniającą lepsze tłumienie nierówności.

Dlaczego warto wybrać Timago BASIC-TIM?

- **Stalowa rama** zapewnia stabilność i sztywność konstrukcji.
- **Składanie na pojedynczym krzyżaku** ułatwia przechowywanie oraz transport.
- **Masa od 16,8 do 17,5 kg** pozwala łatwiej przenosić i przewozić wózek.
- **Maksymalna waga użytkownika wynosi 115 kg.**
- **Uchylne podłokietniki** ułatwiają przesiadanie się na wózek i z wózka.
- **Zdejmowane oraz uchylne podnóżki** ułatwiają zajęcie właściwej pozycji.
- **Profilowane ciągi** umożliwiają napędzanie ręcznego wózka.
- **Hamulec postojowy** pozwala unieruchomić wózek podczas postoju.
- **Kieszeń na drobiazgi** sprawdza się podczas spaceru lub transportu.
- **Przednie koła z pełnej gumy** nie wymagają pompowania.

Dla kogo przeznaczony jest ten wózek?

BASIC-TIM H011-B sprawdzi się u osób dorosłych z ograniczeniami ruchowymi, które korzystają z wózka w domu, podczas spacerów, transportu lub krótkich przejazdów. Może być używany zarówno przy samodzielnym napędzaniu za pomocą profilowanych ciągów, jak i przy prowadzeniu przez osobę towarzyszącą.

Przed zakupem należy zwrócić uwagę na maksymalną wagę użytkownika, szerokość siedziska oraz potrzebne wyposażenie. Ten model jest przeznaczony dla osób o wadze do 115 kg.

Dobierz właściwą szerokość siedziska

Wózek dostępny jest z siedziskiem o szerokości:

- 43 cm,
- 46 cm,
- 48 cm,

Siedzisko nie powinno być ani zbyt wąskie, ani nadmiernie szerokie. Zbyt mała szerokość może ograniczać komfort, natomiast zbyt duża może pogarszać stabilność pozycji użytkownika. Przy wyborze należy uwzględnić szerokość ciała w pozycji siedzącej oraz dodatkową przestrzeń potrzebną na odzież.

Koła tylne pełne czy pompowane?

Koła pełne gumowe

Pełne koła gumowe są dobrym wyborem, jeśli najważniejsza jest bezobsługowa eksploatacja. Nie wymagają pompowania ani kontroli ciśnienia i są praktyczne podczas codziennego użytkowania.

Koła pompowane

Koła pompowane mogą zapewnić większy komfort jazdy po mniej równej nawierzchni, ponieważ lepiej pochłaniają część drgań. Wymagają jednak okresowego sprawdzania oraz uzupełniania ciśnienia. Do konfiguracji z kołami pompowanymi przeznaczona jest pompka znajdująca się w wyposażeniu.

Przednie koła mają średnicę 8 cali i są wykonane z pełnej gumy, dlatego nie wymagają pompowania.

Kiedy ten model będzie dobrym wyborem?

Potrzeba użytkownika	Czy BASIC-TIM będzie odpowiedni?
Stabilna stalowa konstrukcja	Tak
Transport, spacer i krótkie dystanse	Tak
Możliwość złożenia wózka	Tak
Użytkownik o wadze do 115 kg	Tak
Hamulec dla osoby prowadzącej	Nie
Poduszka w zestawie	Nie
Pas dla użytkownika	Nie
Szybkozłączki kół	Nie
Regulowane koła antywywrotne	Nie

Ważne informacje przed zakupem

Timago BASIC-TIM H011-B nie posiada hamulców dla osoby prowadzącej. Wyposażony jest w hamulec postojowy. Wózek nie ma również poduszki, pasa dla użytkownika, szybkozłączek, regulacji środka ciężkości ani regulowanych kół antywywrotnych.

Jeżeli potrzebujesz poduszki w zestawie, szybkiego wypinania tylnych kół, rozmiaru 51 cm do 135 kg albo wersji z hamulcem pomocniczym dla opiekuna, porównaj BASIC-TIM z modelem [CLASSIC-TIM H011 z poduszką i szybkozłączką](#). Hamulec dla osoby prowadzącej jest dostępny w wybranych wykonaniach CLASSIC-TIM o rozmiarze 46 i 51 cm.

Jeżeli użytkownik potrzebuje specjalistycznej stabilizacji, kół antywywrotnych albo bardzo lekkiej konstrukcji aluminiowej, należy wybrać model wyposażony w rozwiązania odpowiadające tym potrzebom.

Jeżeli siedzisko 43-48 cm jest zbyt wąskie albo wymagane obciążenie przekracza limit 115 kg modelu BASIC-TIM, sprawdź [szeroki wózek inwalidzki BIG-TIM do 225 kg](#). Model bariatryczny ma wzmocnioną stalową ramę oraz siedzisko o szerokości 56 lub 61 cm, dlatego jest przeznaczony dla użytkowników, dla których parametry standardowego wózka są niewystarczające.

Wyposażenie wózka

- taśma zabezpieczająca łydki,
- pompka — w konfiguracji z kołami pompowanymi,
- zestaw kluczy.

Dane techniczne

Parametr	Dane
Marka	Timago
Model	BASIC-TIM H011-B
Rodzaj	Ręczny wózek inwalidzki

Parametr	Dane
Rama	Stalowa
Możliwość składania	Tak
Sposób składania	Pojedynczy krzyżak
Masa wózka	16,8-17,5 kg
Maksymalna waga użytkownika	115 kg
Szerokość siedziska	43, 46 lub 48 cm
Koła tylne	24 cali — pełne gumowe lub pompowane
Koła przednie	8 cali — pełne gumowe
Ciągi	Profilowane
Podłokietniki	Uchylne
Podnóżki	Uchylne i zdejmowane
Regulacja kąta podnóżków	Opcjonalnie, zależnie od konfiguracji
Hamulec postojowy	Tak
Hamulec dla osoby prowadzącej	Nie
Szybkoszłączka	Nie
Regulacja środka ciężkości	Nie
Poduszka w zestawie	Nie
Pas dla użytkownika	Nie
Kółka antywywrotne	Nie
Kieszeń	Tak
Kolor ramy	Srebrny
Kolor tapicerki	Czarny

Sprawdź także inne wózki inwalidzkie

Zobacz wszystkie [wózki inwalidzkie ręczne](#) dostępne w ofercie SaleMED.

Jeżeli potrzebujesz modelu z hamulcem dla opiekuna, sprawdź [wózek inwalidzki z hamulcem pomocniczym](#).

Jeżeli najważniejsza jest niższa masa, zobacz również [lekki wózek inwalidzki dla dorosłych](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rodzaj kół: nie wybrano , Koła tylne pełne gumowe , Koła tylne pompowane

Wybierz szerokość siedziska: nie wybrano , 43 cm , 46 cm , 48 cm