

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-dla-pacjentow-neurologicznych-p-648.html>



STABLE-TIM ALH 008 – wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę

Cena brutto	1 500,00 zł
Cena netto	1 388,89 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ALH 008

Opis produktu

Kiedy standardowy wózek inwalidzki nie zapewnia wystarczającej stabilizacji?

Nie każdy pacjent może korzystać z klasycznego wózka inwalidzkiego. W przypadku chorób neurologicznych szczególne znaczenie może mieć stabilne podparcie głowy i pleców, możliwość zmiany kąta oparcia oraz bezpieczne prowadzenie przez opiekuna.

Aluminiowa konstrukcja pozwala zachować korzystny kompromis między stabilnością a masą wózka. Dzięki składanej ramie STABLE-TIM ALH 008 jest łatwiejszy w przechowywaniu i transporcie, a jego zwrotność ułatwia codzienne manewrowanie podczas opieki nad pacjentem. Materiały zastosowane w konstrukcji są odporne na zabrudzenia i wodę, co ułatwia utrzymanie wózka w czystości.

STABLE-TIM ALH 008 to specjalistyczny aluminiowy wózek inwalidzki manualny zaprojektowany z myślą o pacjentach z chorobami neurologicznymi, którzy wymagają dodatkowej stabilizacji podczas siedzenia i przemieszczania.

Model łączy przedłużone oparcie regulowane od **0° do 90°**, zagłówek zapinany na rzepy, czteropunktowy pas dla użytkownika, regulowane kółka antywywrotne oraz składany aluminiowy stelaż wzmocniony podwójnym krzyżakiem.

STABLE-TIM ALH 008 – stabilizacja głowy, pleców i tułowia

Najważniejszą cechą tego modelu jest konstrukcja zapewniająca dodatkowe podparcie górnej części ciała. Przedłużone oparcie oraz zagłówek pomagają utrzymać stabilniejszą pozycję pacjenta, a czteropunktowy pas pomaga stabilizować użytkownika podczas jazdy.

- przedłużone oparcie,
- zagłówek zapinany na rzepy,
- czteropunktowy pas dla użytkownika,
- regulowane kółka antywywrotne,
- demontowane podłokietniki,
- uchylne podnóżki regulowane pod kątem.

Oparcie regulowane od 0° do 90°

Wózek STABLE-TIM ALH 008 umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia w zakresie od **0° do 90°**. Dzięki temu pacjent może korzystać z pozycji siedzącej, półleżącej lub leżącej.

Zmiana ułożenia oparcia może ułatwiać odpoczynek, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych oraz dopasowanie pozycji do aktualnych potrzeb pacjenta. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższego przebywania w wózku.

Pozycja siedząca, półleżąca i leżąca

Regulacja oparcia pozwala zmienić ustawienie wózka bez konieczności przenoszenia pacjenta na inne wyposażenie. W zależności od ustawienia wózek może wspierać użytkownika w pozycji siedzącej, półleżącej albo leżącej.

To rozwiązanie ułatwia opiekunowi dopasowanie pozycji pacjenta podczas odpoczynku oraz czynności pielęgnacyjnych.

Bezpieczeństwo pacjenta i opiekuna

STABLE-TIM ALH 008 został wyposażony w rozwiązania zwiększające stabilność oraz ułatwiające kontrolowanie wózka podczas prowadzenia.

- hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej,
- hamulec postojowy,
- regulowane kółka antywywrotne,
- czteropunktowy pas dla użytkownika,
- zagłówek zapinany na rzepy,
- pompowane tylne koła o średnicy 22 cali,
- pełne gumowe przednie koła o średnicy 8 cali.

Hamulce bębnowe pozwalają osobie prowadzącej kontrolować prędkość oraz zatrzymać wózek, natomiast hamulec postojowy zabezpiecza wózek podczas postoju.

Aluminiowa rama i składanie na podwójnym krzyżaku

Rama wózka została wykonana z aluminium i dodatkowo wzmocniona podwójną konstrukcją krzyżakową. Takie rozwiązanie zapewnia stabilną konstrukcję przy zachowaniu możliwości składania wózka.

Składana rama ułatwia przechowywanie oraz transport. Wózek posiada również funkcję regulacji środka ciężkości na przednich kołach.

Wygoda użytkowania i wyposażenie dla opiekuna

Konstrukcja STABLE-TIM ALH 008 została zaprojektowana z uwzględnieniem codziennej obsługi pacjenta. Demontowane podłokietniki ułatwiają dostęp do siedziska, a uchylne podnóżki z regulacją kąta pozwalają lepiej dopasować ustawienie nóg.

Tapicerka jest odpinana i mocowana na rzep. Wózek posiada również kieszeń na drobiazgi.

Wyposażenie wózka

- zagłówek,
- tapicerka z poduszką stabilizującą głowę,
- pompka,
- zestaw kluczy.

Dobierz szerokość siedziska do maksymalnej wagi użytkownika

Przy wyborze wózka należy zwrócić uwagę na szerokość siedziska oraz maksymalne obciążenie przypisane do danego wariantu.

Szerokość siedziska	Maksymalna waga użytkownika
43 cm	100 kg
46 cm	100 kg
50 cm	120 kg

Przed zakupem wybierz szerokość siedziska odpowiednią dla użytkownika. W przypadku wątpliwości dotyczących wariantu skontaktuj się z naszym sklepem przed złożeniem zamówienia.

Dane techniczne STABLE-TIM ALH 008

Parametr	Dane
Model	STABLE-TIM ALH 008
Rodzaj wózka	Wózek ręczny

Parametr	Dane
Przeznaczenie	Pacjenci z chorobami neurologicznymi
Rama	Aluminiowa
Sposób składania	Składany na podwójnym krzyżaku
Regulacja oparcia	Od 0° do 90°
Regulacja środka ciężkości	Tak, na przednich kołach
Tapicerka	Odpinana, mocowana na rzep
Poduszka piankowa	Nie
Poduszka do siedzenia w zestawie	Nie
Zagłówek	Tak, zapinany na rzepy
Pas dla użytkownika	Tak, czteropunktowy
Podłokietniki	Z funkcją demontażu
Podnóżki	Uchylnie, regulowane pod kątem
Hamulce bębnowe dla osoby prowadzącej	Tak
Hamulec postojowy	Tak
Kółka antywywrotne	Tak, regulowane
Koła tylne	Pompowane, 22 cale
Koła przednie	Pełne gumowe, 8 cali
Ciągi	Plastikowe
Kieszka na drobiazgi	Tak
Szybkoszłączka	Nie
Odpowiedni dla osób po amputacji kończyn	Nie
Kolor ramy	Srebrny
Kolor tapicerki	Czarno-szary
Maksymalna waga użytkownika	100 kg dla siedziska 43 i 46 cm; 120 kg dla siedziska 50 cm
Waga wózka	19,3–21,8 kg

Dla kogo przeznaczony jest STABLE-TIM ALH 008?

Wózek został zaprojektowany dla pacjentów z chorobami neurologicznymi, którzy potrzebują dodatkowej stabilizacji głowy i pleców oraz możliwości zmiany kąta nachylenia oparcia.

Model może być wykorzystywany przez osoby korzystające z pozycji siedzącej, półleżącej lub leżącej. Wózek jest przeznaczony do prowadzenia przez opiekuna, a sposób użytkowania należy dopasować do możliwości pacjenta.

Pompowane tylne koła zapewniają większy komfort jazdy po różnych nawierzchniach. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dobrać sposób prowadzenia do warunków oraz możliwości pacjenta i opiekuna.

STABLE-TIM czy NEURO-TIM – który wózek wybrać?

Oba modele zapewniają podparcie głowy i pleców, ale różnią się zakresem regulacji, wyposażeniem oraz dostępnymi szerokościami siedziska. Wybór powinien zależeć przede wszystkim od wymaganej pozycji użytkownika i potrzebnego poziomu stabilizacji.

Porównywany element	STABLE-TIM ALH 008	NEURO-TIM
Zakres regulacji oparcia	0–90°	15–70°
Dostępne szerokości siedziska	43, 46 lub 50 cm	46 lub 48 cm
Pas stabilizujący	Pas czteropunktowy w wyposażeniu	Producent nie wymienia pasa jako wyposażenia standardowego
Maksymalna masa użytkownika	100 kg dla 43 i 46 cm; 120 kg dla 50 cm	120 kg
Waga wózka	19,3–21,8 kg	17,5 kg
Tylne koła	Koła napędowe z ciągami	Koła 22" z ciągami i szybkoszłączką

STABLE-TIM warto wybrać, gdy potrzebna jest regulacja oparcia do 90°, pas czteropunktowy albo siedzisko o szerokości 43 lub 50 cm.

Jeżeli ważna jest mniejsza masa wózka, szybki demontaż tylnych kół, siedzisko 46 lub 48 cm oraz oparcie regulowane do 70°, sprawdź [NEURO-TIM – wózek z zagłówkiem i odchylanym oparciem](#).

Ważne informacje przed zakupem

- Wózek nie jest odpowiedni dla osób po amputacji kończyn.
- Dla szerokości siedziska 43 i 46 cm maksymalna waga użytkownika wynosi 100 kg.
- Dla szerokości siedziska 50 cm maksymalna waga użytkownika wynosi 120 kg.
- Poduszka do siedzenia nie znajduje się w zestawie.
- Wózek nie posiada szybkoszłączki.
- Przed zamówieniem należy wybrać właściwą szerokość siedziska.

Zobacz również inne [ręczne wózki inwalidzkie](#) oraz pełną kategorię [wózków inwalidzkich](#).

[Pobierz specyfikację produktu w formacie PDF.](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz szerokość siedziska: nie wybrano , 43 cm , 46 cm , 50 cm