

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-dzieciacy-specjalny-p-3033.html>

Wózek inwalidzki dziecięcy specjalny

Cena brutto	3 490,00 zł
Cena netto	3 231,48 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-MD-DRVG0J

Opis produktu

Prezentowany wózek inwalidzki dziecięcy specjalny ma możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia siedziska za pomocą siłowników.

Dziecięcy wózek inwalidzki specjalny posiada składaną, aluminiowo-stalową ramę oraz siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości.

W rozmiarze (2) dodatkowo istnieje możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy.

Podnóżki tego wózka dla dziecka niepełnosprawnego można regulować pod względem długości i kąta położenia.

Aby ułatwić opiekunom prowadzenie tego wózka inwalidzkiego producent zastosował barierkę do prowadzenia z możliwością zmiany kąta.

Blokowane przednie koła piankowe lub pompowane mają funkcję szybkiego demontażu. Podobnie jest w przypadku kół tylnych, w których dodatkowo zastosowano amortyzatory i system hamulcowy.

Zagłówek stabilizujący pozycję głowy ma funkcję regulacji wysokości. Barierka siedziska, szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem oraz klin abdukcyjny zapewniają dziecku maksimum komfortu i bezpieczeństwa.

W standardowym wyposażeniu tej spacerówki rehabilitacyjnej dla dzieci znajdują się: daszek, kosz, folia przeciwdeszczowa, śpiwór.

Wózek inwalidzki dziecięcy specjalny, cechy produktu:

- składana aluminiowo-stalowa rama,
- oparcie z regulowaną wysokością i szerokością,
- regulowana pozycja (siedząca, leżąca),
- siedzisko z możliwością regulowania szerokości i głębokości,
- możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia siedziska za pomocą siłowników,
- możliwość zmiany pozycji siedziska względem kierunku jazdy (rozmiar 2),
- podnóżki z możliwością regulacji długości i kąta położenia,
- barierka do prowadzenia z możliwością zmiany kąta,
- skrętne, blokowane przednie koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu,
- amortyzowane tylne koła piankowe lub pompowane z możliwością szybkiego demontażu i systemem hamulcowym,
- zagłówek stabilizujący pozycję głowy z możliwością regulacji wysokości,
- barierka siedziska,
- szelki zabezpieczające dziecko przed wypadnięciem,
- klin abdukcyjny z możliwością zmiany położenia,
- podłokietniki regulowane na wysokość,
- wyposażenie standardowe: daszek, kosz na zakupy, folia przeciwdeszczowa, śpiwór, uchwyt na kubek, stolik, podłokietniki i oświetlenie,
- do wyboru kolorystyka tapicerki,
- koła pełne lub pompowane,

-
- sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Wózek inwalidzki dziecięcy przeznaczony jest dla dzieci:

- z MPD,
- przepukliną oponowordzeniową,
- chorobami mięśni,
- dysfunkcjami kończyn dolnych

Wózek inwalidzki dziecięcy, dane techniczne:



Rozmiar

Wysokość podnóżka (cm)	24 - 34
Szerokość siedziska (cm)	26 - 37
Głębokość siedziska (cm)	29 - 35
Wysokość oparcia (cm)	50 - 55
Kąt odchylenia oparcia	105°-145°
Maksymalna szerokość wózka (cm)	60
Maksymalna długość wózka (cm)	100
Maksymalna wysokość wózka (cm)	116
Gabaryty po złożeniu (cm)	100x60x116
Średnica kół przednich (cm)	22
Średnica kół tylnych (cm)	27
Waga (kg)	19,5
Maksymalne obciążenie (kg)	40
Maksymalny wzrost (cm)	130

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.