

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-elektryczny-dla-seniora-p-3214.html>



Wózek inwalidzki elektryczny dla seniora

Cena brutto	3 140,00 zł
Cena netto	2 907,41 zł
Cena poprzednia	4 200,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-WE-POWER-TIM

Opis produktu

Elektryczny Wózek Inwalidzki dla Seniora - Komfort, Bezpieczeństwo i Niezależność

Elektryczny wózek inwalidzki dla seniora to doskonały wybór dla osób z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się, które cenią sobie wygodę i pragną zachować niezależność. Wyposażony w silniki o mocy 2x250W, wózek zapewnia płynną i bezpieczną jazdę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, znacznie ułatwiając codzienne życie.

Wózek został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika. **Aluminiowa składana rama** pozwala na łatwe przechowywanie i transport, a **pompowane koła tylne o średnicy 16 cali** zapewniają stabilność na różnych powierzchniach.

Najważniejsze Funkcje i Zastosowania

- **System anty-wyrotny:** Zwiększa bezpieczeństwo, zapobiegając przypadkowym przewróceniom w trakcie użytkowania.
- **Uniwersalny joystick:** Umożliwia łatwe sterowanie, niezależnie od poziomu sprawności użytkownika.
- **Hamulce ręczne i elektromagnetyczne:** Gwarantują pełną kontrolę nad wózkiem w każdej sytuacji.
- **Pas bezpieczeństwa oraz pas zabezpieczający na łydki:** Zapewniają dodatkowe wsparcie i komfort w trakcie jazdy.
- **Zasięg do 25 km:** Pozwala na długie wycieczki bez obawy o rozładowanie akumulatora.
- **Dwa tryby pracy:** W zależności od potrzeb, wózek może pracować w trybie elektrycznym lub manualnym.

Specyfikacja Techniczna

- Prędkość maksymalna: $\leq 6\text{km/h}$
- Maksymalne obciążenie: do 130 [kg]
- Wysokość siedziska od podłoża: 52 cm
- Szerokość siedziska: 49 cm
- Głębokość siedziska: 43,5 cm
- Wymiary poduszki: 49 x 41,5 cm
- Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej (przy prędkości maksymalnej): $\leq 1\text{m}$
- Zasięg: 20-25 [km]
- Akumulator: kwasowy 12[V] x 20[Ah]

-
- Maks. bezpieczne nachylenie: $\leq 12^\circ$
 - Minimalny promień skrętu: 0,85 [m]
 - Masa własna wózka: 28 kg
 - Waga akumulatora: 13 kg

Dlaczego Warto Wybrać Ten Wózek?

Ten elektryczny wózek inwalidzki to nie tylko narzędzie ułatwiające poruszanie się, ale przede wszystkim sposób na zachowanie niezależności i podniesienie jakości życia. Został zaprojektowany z myślą o seniorach, którym zależy na bezpieczeństwie i komforcie, a jednocześnie chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Do każdego zamówionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.