

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 11:31

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-elektryczny-skladany-p-2435.html>



Wózek inwalidzki elektryczny składany

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-WE-D130HL


Opis produktu

Prezentowany w naszej ofercie wózek inwalidzki elektryczny o małych kołach, wyposażony został w energooszczędny i wydajny silnik o mocy 130 W. W powodzeniu może być użytkowany zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie. Na szczególną uwagę zasługuje tu możliwość łatwego składania i rozkładania wózka. Takie rozwiązanie sprawia, że użytkownik może wózek inwalidzki elektryczny przetransportować w dogodny dla siebie miejsce.

Elektryczny wózek dla osób niepełnosprawnych posiada panel sterowania z przyciskiem włączającym, podświetleniem przycisków, uniwersalny joystick oraz klakson. Hamulec elektromagnetyczny zastosowany w tym wózku cieszy się dużym bezpieczeństwem i niezawodnością. Ponadto w pełni zamknięty akumulator jest bezobsługowy. System anty-wywrótny gwarantuje użytkownikowi bezpieczną jazdę.

Wózek inwalidzki elektryczny ma koła pompowane: tylne 12", przednie 8". Jego maksymalne obciążenie to 90kg, natomiast jego zasięg wynosi do 20 km.

Produkt wpisany jest na listę wyrobów medycznych i sprzedawany jest ze stawką 8% VAT.



Wózek inwalidzki elektryczny, cechy:

- na małych kołach,
- energooszczędny silnik,
- wydajny silnik,
- silnik o mocy 130 W,
- idealny do poruszania się wewnątrz pomieszczeń,
- idealny do poruszania się w terenie,
- łatwy do złożenia i rozłożenia,
- panel sterowania z przyciskiem włączającym,
- podświetlenie przycisków,
- uniwersalny joystick,
- klakson,
- bezpieczny i niezawodny hamulec elektromagnetyczny,
- hamulec z pełni zamknięty,
- bezobsługowy akumulator,
- system anty-wywrotny,
- gwarantuje użytkownikowi bezpieczeństwo w trakcie jazdy,
- aluminiowa, składana rama,
- łamane oparcie,
- odpinana tapicerka,
- zasięg do 20 km,
- panel sterowania - joystick,
- prędkościomierz - 5 biegów,
- koła pompowane: tylne 12", przednie 8",
- kółka anty-wywrotne,
- maksymalne obciążenie: 90 kg,
- szerokość siedziska: 45 cm.

Model	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Wysokość całkowita mm	Szerokość siedziska mm	Wysokość siedziska mm	Głębokość siedziska mm	Wysokość podłokiet. mm	Rozstaw podłokiet. mm	Wysokość oparcia mm	Odległość podnóżk. od podłoża mm	Średnica przednich kół cale	Średnica tylnych kół cale	Maks. obciążenie kg	Waga netto kg	Opis
															
D130HL	970	670	890	440	430	430	225	420	395	87	8	12	90	Bateria litowa 26	rama składana, tryb elektryczny/manualny

Wózek inwalidzki elektrycznie sterowany, dane techniczne:

- Prędkość maksymalna: ≤ 6 [km/h]
- Zużycie energii: ≤ 2.5 [kWh] / 100 [km]
- Maksymalne obciążenie: do 90 [kg]
- Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej: $\leq 1,5$ [m]
- Zasięg: ≤ 20 [km]
- Maksymalny zasięg bezpiecznego hamowania na zboczu: ≤ 3.6 [m] (6°)
- Akumulator: litowy DC 24[V] x 18[Ah]
- Wewnętrzne zasilanie: DC24[V] ± 5 [V]
- Moc silników: ok. 130[W] dla prawego i lewego silnika
- Wysokość prześwitu do przeszkody: ≤ 40 [mm]
- Dopuszczalne wzniesienie: $\leq 6^\circ$
- Maks. bezpieczne nachylenie: 9°
- Minimalny promień skrętu: 1,2 [m]
- Hałas: ≤ 65 [dB]
- Waga wózka: **26 kg**

Uwaga! Powyższe parametry mogą się różnić w zależności od wagi użytkownika, warunków drogowych i zużycia akumulatora.

Do każdego zamówionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.