

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-z-toaleta-p-555.html>



Wózek inwalidzki z toaletą

Cena brutto	913,00 zł
Cena netto	845,37 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-WIR-FS681

Opis produktu

Prezentowany stalowy wózek inwalidzki może być używany zarówno w warunkach domowych jak i w szpitalach, przychodniach czy hospicjach.

Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych motorycznie i osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się. Pełni on nie tylko funkcję lokomocyjną lecz również stabilizacyjną czyli utrzymuje ciało użytkownika w prawidłowej pozycji. Jego rama wykonana jest ze stali, a do tego chromowana dlatego jest on stabilny, odporny na uszkodzenia i zapewnia długie użytkowanie.

Zdejmowana pokrywa siedziska została wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Pod pokrywą znajduje się wiaderko toaletowe, które łatwo można wkładać i wyjmować.


Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej wejście jak i zejście z wózka, podnóżki zaprojektowano w taki sposób, aby można było je łatwo uchylić lub zdjąć natomiast podłokietniki tylko uchylić.

Wózek posiada duże, gumowe, 22-calowe koła tylne, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej samodzielne przemieszczanie się, a zastosowanie w tylnej części oparcia rączek pozwala na prowadzenie wózka przez drugą osobę. Przednie koła mają średnicę 6".

Jego waga wynosi 19,60 kg a dopuszczalne maksymalne obciążenie wynosi 100 kg.

Elementy wózka:

- a. uchwyt
- b. podłokietnik
- c. przycisk blokady podłokietnika
- d. pojemnik toaletowy
- e. hamulec postojowy
- f. ciąg napędowy
- g. podnóżki
- h. bolec montowania podnóżka



Wózek inwalidzki z toaletą, cechy:

- stalowa rama chromowana,
- siedzisko pełne z deską sedesową,
- wykonany z odpornego na zanieczyszczenia i wodę tworzywa sztucznego,
- podłokietniki w wersji długiej z funkcją uchylania,
- wyposażony w pełni gumowe koła,
- wyposażony w wytrzymałe stalowe szprychy,
- podnóżki w wersji uchylnej,
- koła tylne 22",
- koła przednie 6",
- wyposażony w wyjmowany pojemnik toaletowy,
- dedykowany dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się,
- dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi,
- napędzany siłą mięśni rąk użytkownika,
- może być prowadzony przez osobę towarzyszącą,
- do korzystania wewnątrz pomieszczeń,
- ma on na celu ułatwić codzienną higienę pacjentów,
- dedykowany szczególnie dla pacjentów z: paraliżem, nadwagą lub chorobliwą niedowagą, zwyrodnieniami, deformacją kończyn, uszkodzeniami stawów, uszkodzeniami kończyn, po amputacjach, chorobach serca i naczyń, zaburzeniami krążenia.

Co wyróżnia ten wózek:

- **SOLIDNOŚĆ** - wykonany z najwyższej jakości chromowanej stali. Zapewnia stabilność i wytrzymałość. Siedzisko odporne na wilgoć i zanieczyszczenia.
- **ŁATWY W TRANSPORTOWANIU** - wózek inwalidzki składa się na krzyżaku. Po wyjęciu pojemnika sanitarnego bez problemu mieści się w bagażniku samochodowym.
- **KOMFORT UŻYTKOWANIA** - długie, uchylane podłokietniki. Duże gumowe koła odpowiadają za komfort prowadzenia, zarówno przez samego pacjenta, jak i jego opiekuna.
- **FUNKCJONALNOŚĆ** - może pełnić funkcję przenośnej toalety. Idealnie sprawdzi się w warunkach domowych, jak i w szpitalach czy hospicjach.

Wózek inwalidzki z toaletą, wyposażenie:

- ramę wózka wraz z siedziskiem,
- prawy podnóżek wraz z płytą podnóżka,
- lewy podnóżek wraz z płytą podnóżka,
- taśmę zabezpieczającą,
- zestaw kluczy do montażu/demontażu wózka

Wózek inwalidzki toaletowy, dane techniczne:

- Rama - STALOWA
- Hamulce dla osoby prowadzącej - NIE
- Sposób składania wózka - SKŁADANY NA KRZYŻAKU
- Funkcja regulacji środka ciężkości - NIE
- Poduszka piankowa w zestawie - NIE
- Poduszka do siedzenia w zestawie - NIE
- Ciągi - ALUMINIUM
- Łamane oparcie - NIE
- Podnóżki- UCHYLNE
- Szybkozłączka - NIE
- Kieszonka na drobniaki - NIE
- Hamulec postojowy - TAK
- Podłokietniki- Z FUNKCJĄ UCHYLANIA
- Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
- Pas dla użytkownika - NIE
- Kółka antywywrotne regulowane - NIE
- Rodzaj kół tylnych - PEŁNE GUMOWE O ŚREDNICY 22"
- Rodzaj kół przednich - ŚREDNICA 6"
- Kolor ramy - SREBRNY-CHROM
- Kolor tapicerki - CZARNY
- Rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY
- Maksymalna waga użytkownika - 100 kg
- Możliwość składania - TAK
- Waga wózka - 19,6 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.