

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-spacerowy-dla-dzieci-z-porazeniem-mozgowym-p-2965.html>



Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci z porażeniem mózgowym

Cena brutto	2 880,00 zł
Cena netto	2 666,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-MDH-DRVG0L

Opis produktu

Wózek inwalidzki spacerowy dziecięcy PROMYK - łączy on funkcjonalność i praktyczność z atrakcyjnym wyglądem.

Wózek ten umożliwia przewożenie oraz transport dzieci, które mają ograniczone możliwości ruchowe oraz zaburzenia motoryczne. Wózek spacerowy inwalidzki, został wyposażony w duże koła oraz nieskrętną przednią oś, dzięki czemu doskonale radzi sobie w trudnym terenie jak i na zwykłej płaskiej nawierzchni. Idealnie się sprawdza w warunkach domowych jak i specjalistycznych placówkach. Dzięki głębokiemu i dobrze wyprofilowanemu siedzisku oraz wysokiemu oparciu, użytkownik czuje się bardzo bezpiecznie i komfortowo. Oparcie wózku ma możliwość zmiany położenia kąta, dzięki czemu pomaga w korygowaniu wad postawy, różnego rodzaju deformacji lub zapobiega ich pogłębianiu.

Wózek inwalidzki dziecięcy został rozbudowany o dodatkowe opcje tj.: (stolik, kamizelkę stabilizującą tułowie, pasy odwodzące kończyny dolne), dzięki nim, produkt można dopasować do potrzeb danej osoby. Wózek inwalidzki PROMYK jest bardzo łatwy w składaniu i rozkładaniu, co jest niezwykle ważne i przydatne dla osób które chcą spakować wózek do samochodu i się przemieścić. Dzięki jego zwartej konstrukcji umożliwia przechowywanie zarówno w domu jak i przewożenie w bagażniku samochodu.



1. Uchwyt wózka
2. Dźwignia zmiany kąta nachylenia siedziska i oparcia
3. Zabezpieczenie wózka
4. Kółko tylne
5. Daszek
6. Stabilizator głowy
7. Pasy zabezpieczające
8. Barierka
9. Klin
10. Pasy stabilizujące stopy
11. Podnózek
12. Kółko przednie

Cechy wózka inwalidzkiego spacerowego:

- dla dzieci
- funkcjonalny
- praktyczny
- do wykorzystania w warunkach domowych oraz w specjalistycznych placówkach
- **kolor ramy: czarny mat**
- **kolory tapicerek: czerwono-szara, niebiesko-szara lub zielono-szara**
- wytrzymała konstrukcja ramy z profili stalowych
- maksymalna waga użytkownika 80 kg
- maksymalny wzrost użytkownika 170 cm
- sprzedawany z 8% VAT



Dźwignia zmiany kąta
nachylenia siedziska i
oparcia



Klamry z trzpieniem

Wyposażenie standardowe:

- 4 duże nieskrętne koła
- łatwo składana rama
- regulowany kątowno podnóżek
- skokowa regulacja długości podnóżka
- platforma podnóżka wyposażona w boczne ścianki (chronią przed zsunieniem się kończyny)
- hamulec tylny centralny (blokada kół tylnych)
- głębokie, usztywnione, wygodne siedzisko
- klin abdukcyjny z możliwością regulacji jego głębokości
- czteropunktowe pasy bezpieczeństwa z ochraniaczami na ramiona
- płynna regulacja kąta nachylenia
- zagłówek do stabilizacji głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa
- regulacja kąta nachylenia oparcia
- rama wyposażona w blokady przeciwdziałające się złożeniu wózka podczas jazdy
- barierka zabezpieczająca użytkownika przed wypadnięciem z wózka
- torba na zakupy
- rozkładana budka chroniąca przed słońcem lub deszczem
- miękka, komfortowa i demontowalna dwukolorowa tapicerka
- śpiwór chroniący kończyny dolne

Wyposażenie opcjonalne:

- stolik
- kamizelka stabilizująca tułowie
- pasy odwodzące kończyny dolne

Wózek polecany osobom z następującymi jednostkami chorobowymi:

- mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postaci
- stwardnienie rozsiane- SM, stwardnienie zanikowe boczne- SLA i inne
- uszkodzenia mózgu oraz rdzenia kręgowego
- niedowłady kończyn dolnych , niedowłady czterokończynowe
- zaburzenia koordynacji i równowagi ruchów
- choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów
- przepuklina oponowo-rdzeniowa
- choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe)
- choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego
- po urazach czaszkowo-mózgowych
- po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego oraz niedowładem kończyn

Dane techniczne:

- wysokość wózka: 126cm
- szerokość oparcia: 39cm
- szerokość wózka: 60cm
- długość wózka: 142cm
- wysokość siedziska: z przodu 55cm
- głębokość siedziska: 46cm
- szerokość siedziska: 39cm
- długość oparcia: 70cm

-
- średnica kół przednich/tylnych: 25cm
 - waga wózka: do 25kg
 - maksymalne obciążenie: 80kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki wózka PROMYK: brak , czerwono-szara , niebiesko-szara , zielono-szara

Stolik do wózka: nie , tak (+ 123,00 zł)

Kamizelka stabilizująca tułowie: nie , tak (+ 86,00 zł)

Pasy odwodzące kończyny dolne: nie , tak (+ 62,00 zł)