

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-spacerowy-do-wagi-80kg-p-3031.html>

Wózek inwalidzki spacerowy do wagi 80kg



Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 685,19 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-MD-DRVGOL

Opis produktu

Wózek inwalidzki spacerowy do wagi 80kg umożliwia przewożenie zarówno dzieci, jak i dorosłych z ograniczonymi możliwościami ruchowymi i motorycznymi. Wózek ten idealnie sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i specjalistycznych placówkach.

Aby ułatwić użytkownikowi jazdę na płaskim, jak i na trudnym terenie, producent zastosował duże koła i nieskrętną przednią oś.

Na szczególną uwagę zasługuje tu głębokie siedzisko i wysokie oparcie. Takie rozwiązanie zapewnia pacjentowi komfort, wygodę i bezpieczeństwo.

Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu: klin, zagłówek, pasy bezpieczeństwa, opiekun może dostosować wózek do indywidualnych potrzeb pacjenta. Odpowiednia konfiguracja wyposażenia daje możliwość ułożenia osoby przewożonej w prawidłowej pozycji.

Łatwość składania i rozkładania tego wózka inwalidzkiego spacerowego sprawia, że przechowywanie jego w domu czy przewożenie w samochodzie jest niezwykle proste.

Bardzo dobrze wyprofilowane siedzisko i oparcie z funkcją regulacji, pomaga w korygowaniu wad postawy, różnego rodzaju deformacji. Zapobiega ich powiększaniu i pogłębianiu.

Wózek inwalidzki spacerowy do wagi 80kg sprzedawany jest ze stawką 8 % VAT.

Wózek inwalidzki dla dzieci i dorosłych dedykowany jest dla pacjentów:

- **mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - różne postacie,**
- **przepuklina oponowo-rdzeniowa,**
- **choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,**
- **uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,**
- **zaawansowane choroby (stwardnienie rozsiane - SM, stwardnienie zanikowe boczne - SLA i inne,**
- **choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),**
- **zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,**
- **choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,**
- **po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniami rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.**



Wózek inwalidzki spacerowy do wagi 80kg, cechy:

- wytrzymała i zwarta konstrukcja ramy z profili stalowych,
- łatwa składana rama,
- cztery pełne i nieskrętne koła,
- regulowany kątowno podnózek,
- skokowa regulacja długości podnóżka,
- platforma podnóżka wyposażona w boczne ścianki ograniczające spadanie kończyn dolnych z podnóżka,
- platforma podnóżka wyposażona w otwory odpływowe,
- tylny hamulec centralny blokujący koła tylne,
- głębokie usztywnione siedzisko,
- klin abdukcyjny z możliwością regulacji jego głębokości,
- czteropunktowe pasy bezpieczeństwa z ochraniaczami na ramiona,
- zagłówek do stabilizacji głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa,
- płynna regulacja kąta nachylenia oparcia,
- rama wyposażona w blokady przeciwdziałające się złożeniu wózka podczas jazdy,
- barierka zabezpieczająca użytkownika przed wypadnięciem z wózka,
- torba zakupowa zawieszona na tylnej ramie wózka,
- rozkładana budka chroniąca użytkownika przed słońcem bądź deszczem,
- miękka, komfortowa i demontowalna dwukolorowa tapicerka,
- śpiwór chroniący kończyny dolne w chłodniejsze dni,
- kolor ramy: czarny mat,
- kolor tapicerki: czerwono-szara, zielono-szara, niebiesko-szara,
- maksymalna waga użytkownika: 80 kg,
- maksymalny wzrost użytkownika: 170 cm,
- sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Wózek inwalidzki spacerowy w standardowym wyposażeniu posiada:

klin abdukcyjny, czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek do stabilizacji głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, barierka zabezpieczająca, torba zakupowa, rozkładana budka, śpiwór chroniący kończyny dolne.

Wózek inwalidzki spacerowy do wagi 80kg, dane techniczne:	Wysokość wózka (cm)	126
	Szerokość oparcia (cm)	39
	Szerokość wózka (cm)	60
	Długość wózka (cm)	142
	Wysokość siedziska z przodu (cm)	55
	Głębokość siedziska (cm)	46
	Szerokość siedziska (cm)	39
	Długość oparcia (cm)	70
	Średnia kół przednich/ tylnych (cm)	25
	Waga wózka (kg)	do 25
	Maksymalne obciążenie (kg)	80
	Maksymalny wzrost użytkownika	170 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor wózka: Czerwono - szary , Niebiesko - szary , Zielono - szary