

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-sterowany-joystickiem-p-2434.html>

Wózek inwalidzki sterowany joystickiem



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-WE-D130AL


Opis produktu

W odróżnieniu od poprzedniego modelu, ten wózek inwalidzki elektryczny sterowany joystickiem ma tylne koła pompowane 22". Ponadto jest on **kompatybilny ze schodółazem**, co dodatkowo ułatwia użytkownikowi poruszanie się.

Dzięki zastosowaniu w produkcji aluminiowej ramy, wózek ten z łatwością można złożyć i przewieźć np. w aucie. Odpinaną tapicerkę w razie konieczności można zdjąć, wyprać lub odświeżyć.

Panel sterowania ma przycisk włączający, podświetlenie przycisków, uniwersalny joystick oraz klakson.

Wózek inwalidzki elektryczny sterowany joystickiem ma bezpieczny i niezawodny hamulec elektromagnetyczny i w pełni zamknięty bezobsługowy akumulator. System anty-wywrotny zapewnia maksimum bezpieczeństwa użytkownikowi.



Wózek inwalidzki sterowany elektrycznie, cechy:

- na dużych kołach,
- energooszczędny silnik,
- wydajny silnik,
- silnik o mocy 130 W,
- idealny do pomieszczeń,
- idealny do poruszania się w terenie,
- łatwy do rozłożenia i złożenia,
- możliwość transportowania np. w aucie,
- panel sterowania z przyciskiem włączającym,
- podświetlenie przycisków,
- uniwersalny joystick,
- klakson,
- bezpieczny i niezawodny hamulec,
- hamulec elektromagnetyczny,
- hamulec w pełni zamknięty,
- bezobsługowy akumulator,
- system anti-wywrotny,
- gwarantuje użytkownikowi bezpieczne poruszanie się,
- aluminiowa składana rama,
- kompatybilny ze schodolazem,
- łamane oparcie,
- odpinana tapicerka,
- zasięg do 20 km,
- panel sterowania - joystick,
- prędkościomierz - 5 biegów,
- koła pompowane: tylne 22", przednie 8",
- koła anty-wywrotne,
- maksymalne obciążenie: 90 kg,
- szerokość siedziska: 45 cm,
- wpisany na listę wyrobów medycznych,
- sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Model	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Wysokość całkowita mm	Szerokość siedziska mm	Wysokość siedziska mm	Głębokość siedziska mm	Wysokość podłokiet. mm	Rozstaw podłokiet. mm	Wysokość oparcia mm	Odległość podłok. od podłoża mm	Średnica przednich kół cale	Średnica tylnych kół cale	Maks. obciążenie kg	Waga netto kg	Opis
D130AL	1040	680	910	430	440	430	225	450	400	100/190	8	22	90	Bateria litowa 29	rama składana, tryb elektryczny/manualny

Wózek inwalidzki elektryczny na schodołaz, dane techniczne:

- Prędkość maksymalna: **≤ [6km/h]**
- Zużycie energii: **≤2.5 [kWh] / 100 [km]**
- Maksymalne obciążenie: **do 90 [kg]**
- Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej: **≤1,5[m]**
- Zasięg: **≤ 20[km]**
- Maksymalny zasięg bezpiecznego hamowania na zboczu: **≤ 3.6[m] (6°)**
- Akumulator: **litowy DC 24[V] x 18[Ah]**
- Wewnętrzne zasilanie: **DC24[V]±5[V]**
- Moc silników: **ok. 130[W] dla prawego i lewego silnika**
- Wysokość prześwitu do przeszkody: **≤ 40[mm]**
- Dopuszczalne wzniesienie: **≤ 6°**
- Maks. bezpieczne nachylenie: **9°**
- Minimalny promień skrętu: **1,2[m]**
- Hałas: **≤65[dB]**
- Waga wózka: **26 kg**

Uwaga! Powyższe parametry mogą się różnić w zależności od wagi użytkownika, warunków drogowych i zużycia akumulatora.

Do każdego zamówionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.