

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-transportowy-mobil-tim-plus-p-3215.html>



Składany wózek inwalidzki transportowy MOBIL-TIM PLUS Timago – do 136 kg

Cena brutto	517,00 zł
Cena netto	478,70 zł
Cena poprzednia	580,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOBIL-TIM PLUS

Opis produktu

Wózek inwalidzki transportowy MOBIL-TIM PLUS Timago do 136 kg

MOBIL-TIM PLUS Timago to wózek inwalidzki z funkcją transportową przeznaczony dla osób, które mają trudności z samodzielnym poruszaniem się i wymagają pomocy podczas przemieszczania. Model został zaprojektowany do użytkowania **wewnątrz pomieszczeń** i może być prowadzony wyłącznie przez osobę towarzyszącą.

Wózek należy do grupy [ręcznych wózków inwalidzkich](#) przeznaczonych do transportu użytkownika przez opiekuna. Posiada stalową ramę, uchylne podłokietniki, ręcznie sterowane hamulce przy tylnych kołach, pas bezpieczeństwa, podnóżek oraz uchwyt transportowy ułatwiający prowadzenie.

Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie oraz przewożenie wózka, gdy nie jest używany.

Najważniejsza informacja przed zakupem

MOBIL-TIM PLUS nie jest przeznaczony do samodzielnego napędzania przez użytkownika. Jest to wózek transportowy, który zawsze powinien być obsługiwany przez osobę towarzyszącą. Model przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

Dla kogo przeznaczony jest wózek MOBIL-TIM PLUS?

Wózek może być szczególnie pomocny osobom, których trudności w poruszaniu wynikają między innymi z:

- ograniczeń ruchowych i dysfunkcji narządu ruchu,
- paraliżu,
- nadwagi,
- zwyrodnień lub deformacji kończyn,
- zwyrodnień i uszkodzeń stawów,
- urazów lub amputacji kończyn,
- chorób serca i naczyń,
- zaburzeń krążenia.

Przed zakupem należy sprawdzić, czy maksymalne obciążenie 136 kg, szerokość siedziska 43 cm oraz szerokość całkowita 60 cm odpowiadają potrzebom użytkownika i miejscu, w którym wózek będzie używany.

Funkcjonalne wyposażenie dla użytkownika i opiekuna

-
- **Stalowa rama** zapewnia stabilną i trwałą konstrukcję.
 - **Uchylne podłokietniki** ułatwiają wsiadanie i zsiadanie osobom o obniżonej sprawności ruchowej.
 - **Hamulce przy tylnych kołach** pozwalają opiekunowi zatrzymać wózek podczas postoju.
 - **Pas bezpieczeństwa** pomaga ustabilizować użytkownika podczas transportu.
 - **Siedzisko z oparciem** zapewnia podparcie podczas przemieszczania.
 - **Uchwyt transportowy** ułatwia prowadzenie wózka przez osobę towarzyszącą.
 - **Podnóżek** poprawia stabilność i wygodę ułożenia nóg.
 - **Tylne koła 8 cali i przednie koła 6 cali** są dostosowane do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.

Bezpieczne użytkowanie

Podczas korzystania z wózka należy zawsze stosować się do instrukcji producenta. Przed rozpoczęciem transportu opiekun powinien sprawdzić prawidłowe ułożenie użytkownika, zapięcie pasa bezpieczeństwa oraz stabilność podłokietników i podnóżka.

MOBIL-TIM PLUS jest przeznaczony do transportu użytkownika przez osobę towarzyszącą. Nie należy wykorzystywać go w sposób niezgodny z przeznaczeniem ani poza warunkami określonymi przez producenta.

Dane techniczne wózka MOBIL-TIM PLUS

Parametr	Wartość
Szerokość całkowita	60 cm
Szerokość wewnętrzna	43 cm
Głębokość całkowita	80 cm
Wysokość siedziska od podłoża	48 cm
Wysokość całkowita	103 cm
Wymiary siedziska	48 x 43 cm
Waga	11 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg
Tylne koła	8 cali
Przednie koła	6 cali
Kolor ramy	Czarny

Wybierz odpowiedni sprzęt do transportu użytkownika

MOBIL-TIM PLUS jest dobrym wyborem, gdy potrzebujesz wózka prowadzonego przez opiekuna do przemieszczania osoby o ograniczonej mobilności wewnątrz pomieszczeń. Jeżeli szukasz sprzętu przeznaczonego konkretnie do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej, sprawdź również [wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej](#).

Więcej modeli do różnych potrzeb znajdziesz w kategorii [wózki inwalidzkie](#).

Dokumentacja i bezpieczne użytkowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i korzystać z wózka zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta.