

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-z-hamulcem-pomocniczym-p-3022.html>



EVERYDAY-TIM T101 Timago – lekki aluminiowy wózek inwalidzki

Cena brutto	960,00 zł
Cena netto	888,89 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	T101

Opis produktu

EVERYDAY-TIM T101 Timago – lekki aluminiowy wózek inwalidzki z hamulcami dla opiekuna

Szukasz wózka dla osoby, która nie porusza się samodzielnie, szybko się męczy albo potrzebuje pomocy przy przemieszczaniu? EVERYDAY-TIM T101 marki Timago to lekki, aluminiowy wózek inwalidzki manualny przeznaczony dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, seniorów, osób po amputacji oraz użytkowników wymagających wsparcia opiekuna.

Model może być napędzany siłą mięśni rąk użytkownika albo prowadzony przez osobę towarzyszącą. Dzięki temu sprawdzi się zarówno jako samodzielny wózek rehabilitacyjny, jak i praktyczny wózek dla opiekuna, rodziny lub personelu medycznego.

EVERYDAY-TIM T101 można wykorzystywać w domu, placówkach opiekuńczych i rehabilitacyjnych, podczas wizyt lekarskich, spacerów oraz codziennego poruszania się na zewnątrz. To rozwiązanie dla osób, które potrzebują funkcjonalnego wózka do codziennego użytkowania, ale chcą uniknąć ciężkiej konstrukcji stalowej.

Czy ten wózek rozwiąże Twój problem?

EVERYDAY-TIM T101 będzie dobrym wyborem, jeżeli:

- użytkownik ma trudności z samodzielnym chodzeniem;
- potrzebny jest wózek dla osoby po amputacji kończyny;
- wózek ma być napędzany samodzielnie lub prowadzony przez opiekuna;
- ważna jest niższa masa i łatwiejsze przenoszenie;
- wózek będzie regularnie przewożony samochodem;
- potrzebna jest możliwość dopasowania szerokości siedziska;
- opiekun chce mieć kontrolę nad prędkością i zatrzymywaniem wózka;
- użytkownik potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia przed przechyleniem.

Jeżeli szukasz wózka elektrycznego, z napędem silnikowym albo z funkcją zmiany pozycji oparcia do leżenia, ten model nie będzie odpowiednim wyborem. EVERYDAY-TIM T101 jest klasycznym, ręcznym wózkiem manualnym przeznaczonym do samodzielnego napędzania lub prowadzenia przez drugą osobę.

Samodzielna jazda albo prowadzenie przez opiekuna

Wózek posiada profilowane ciągi przy tylnych kołach, dlatego użytkownik dysponujący odpowiednią sprawnością rąk może samodzielnie wprawiać go w ruch i kontrolować kierunek jazdy.

Jeżeli użytkownik nie ma wystarczającej siły, równowagi lub kontroli ruchów, wózek może prowadzić opiekun. To szczególnie ważne podczas wizyt lekarskich, spacerów, przemieszczania się po budynku oraz codziennych czynności wymagających pomocy drugiej osoby.

Hamulce dla opiekuna – większa kontrola nad wózkiem

EVERYDAY-TIM T101 posiada **hamulce dla osoby prowadzącej**, często określane również jako hamulce pomocnicze. Umieszczone przy uchwytach dla opiekuna pozwalają łatwiej kontrolować prędkość oraz zatrzymać wózek bez sięgania do tylnych kół.

Hamulce są szczególnie przydatne podczas prowadzenia wózka:

- po pochylej nawierzchni;
- przy podjazdach i zjazdach;
- na nierównym podłożu;
- w zatłoczonych miejscach;
- podczas przechodzenia przez progi;
- w czasie krótkich postojów i przesiadania użytkownika.

Dodatkowy hamulec postojowy pozwala zabezpieczyć wózek po zatrzymaniu.

Wózek odpowiedni dla osoby po amputacji

EVERYDAY-TIM T101 jest zalecany osobom po amputacji kończyn. W takich sytuacjach istotne znaczenie ma możliwość dopasowania ustawienia wózka, szerokości siedziska oraz poziomu stabilizacji.

Model posiada regulację środka ciężkości na przednich i tylnych kołach. Pozwala ona lepiej dopasować charakterystykę prowadzenia do użytkownika i jego sposobu korzystania z wózka. Regulowane kółka antywywrotne pomagają ograniczyć ryzyko nadmiernego przechylenia podczas jazdy.

Lżejsza alternatywa dla ciężkiego wózka stalowego

Aluminiowa rama oraz masa od **15,5 do 18,5 kg zależnie od konfiguracji** sprawiają, że wózek można łatwiej podnieść, przenieść i przygotować do transportu niż wiele cięższych modeli stalowych.

Nie oznacza to rezygnacji z praktycznego wyposażenia. Wózek posiada łamane oparcie z regulacją wysokości, szybkozłączki kół, zdejmowane podnóżki, uchylne podłokietniki, poduszkę piankową i pas dla użytkownika.

Dzięki temu Everyday-TIM może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które muszą regularnie wkładać wózek do samochodu, przenosić go po kilku stopniach albo przechowywać w ograniczonej przestrzeni.

Bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania

Za bezpieczeństwo użytkownika odpowiada kilka uzupełniających się elementów:

- **regulowane kółka antywywrotne** pomagające ograniczyć ryzyko przechylenia;
- **hamulce dla opiekuna** zwiększające kontrolę podczas prowadzenia;
- **hamulec postojowy** zabezpieczający wózek po zatrzymaniu;
- **pas dla użytkownika** pomagający utrzymać stabilną pozycję;
- **regulacja środka ciężkości** na przednich i tylnych kołach;
- **pełne gumowe koła przednie 8 cali** ułatwiające manewrowanie;
- **tylne koła 24 cale** zapewniające wygodną jazdę i możliwość samodzielnego napędzania;
- **stabilna rama aluminiowa** przystosowana do codziennego użytkowania.

Jak dobrać szerokość siedziska?

Wózek dostępny jest w kilku szerokościach siedziska: **41, 43, 46, 48 i 51 cm**. Właściwy wariant powinien być dopasowany do szerokości bioder użytkownika, rodzaju odzieży oraz używanej poduszki.

Siedzisko nie powinno być zbyt ciasne, ale również nie może pozostawiać nadmiernego luzu po bokach. Zbyt wąski wariant ogranicza wygodę, natomiast zbyt szeroki może utrudniać utrzymanie prawidłowej pozycji i samodzielne napędzanie wózka.

Odpowiednią szerokość wybierz w cechach produktu. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami przed zakupem — pomożemy dobrać właściwy wariant.

Wyposażenie, które otrzymujesz w standardzie

- aluminiowa rama;
- łamane oparcie z regulacją wysokości;
- hamulce dla osoby prowadzącej;
- hamulec postojowy;
- regulacja środka ciężkości;
- regulowane kółka antywywrotne;
- profilowane ciągi;
- uchylne i zdejmowane podłokietniki;
- uchylne i zdejmowane podnóżki;
- szybkozłączki tylnych kół;
- kieszeń na drobiazgi;
- piankowa poduszka do siedzenia o wysokości 5 cm;
- pas dla użytkownika.

Warianty do wyboru w cechach produktu

Przed zakupem wybierz odpowiednią konfigurację w sekcji cech produktu. Dostępne są różne szerokości siedziska, rodzaje tylnych kół, rodzaje krzyżaka oraz wariant podnóżków z regulacją kąta zgięcia.

Wybrana konfiguracja wpływa na masę wózka oraz maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika. Szczegółowe dane dla poszczególnych wariantów znajdują się przy opcjach produktu.

Dane techniczne

Model	EVERYDAY-TIM T101
Marka	Timago
Rodzaj	Wózek inwalidzki manualny
Rama	Aluminiowa
Szerokość siedziska	41 / 43 / 46 / 48 / 51 cm
Waga wózka	15,5-18,5 kg zależnie od konfiguracji
Maksymalna waga użytkownika	125 kg przy pojedynczym krzyżaku; 136 kg przy podwójnym krzyżaku
Hamulce dla opiekuna	Tak
Regulacja środka ciężkości	Tak, na przednich i tylnych kołach
Oparcie	Łamane, z regulacją wysokości
Poduszka	Piankowa, wysokość 5 cm
Pas dla użytkownika	Tak
Koła tylne	24 cale, zgodnie z wybraną konfiguracją
Koła przednie	8 cali, pełne gumowe
Kółka antywywrotne	Regulowane
Podłokietniki	Uchylne i zdejmowane
Podnóżki	Uchylne i zdejmowane
Wysokość całkowita	90 cm
Wysokość siedziska	50 cm
Kolor ramy	Czarny
Kolor tapicerki	Czarny

Sprawdź także inne wózki inwalidzkie

Jeżeli porównujesz różne modele, zobacz kategorię [wózków inwalidzkich ręcznych](#). Znajdziesz tam modele przeznaczone do samodzielnego napędzania oraz wózki prowadzone przez opiekuna.

W SaleMED dostępne są również [wszystkie wózki inwalidzkie](#) – aluminiowe, stalowe, elektryczne oraz specjalistyczne. Dzięki temu możesz dopasować konstrukcję do sprawności użytkownika, sposobu transportu i planowanego zastosowania.

Jeżeli wózek będzie często podnoszony i przewożony samochodem, porównaj EVERYDAY-TIM z [aktywnym wózkiem inwalidzkim FRODO Timago do 12 kg](#). FRODO waży 11,30-11,50 kg i jest dostępny z siedziskiem o szerokości 44, 46 lub 49 cm. EVERYDAY-TIM oferuje większy wybór szerokości siedziska oraz konfigurację przeznaczoną także dla osób po amputacji, ale zależnie od wariantu waży 15,5-18,5 kg.

Jeżeli najważniejsza jest dla Ciebie niższa masa, sprawdź także [lekki wózek inwalidzki dla dorosłych](#) i porównaj jego konstrukcję z modelem EVERYDAY-TIM T101.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rodzaj kół: nie wybrano , Koła tylne pełne gumowe , Koła tylne pompowane

Wybierz szerokość siedziska: nie wybrano , 41 cm , 43 cm , 46 cm , 48 cm , 51 cm