

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-z-hamulcem-pomocniczym-p-3022.html>

Wózek inwalidzki z hamulcem pomocniczym



Cena brutto	960,00 zł
Cena netto	888,89 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-T101

Opis produktu

Wózek inwalidzki z hamulcem pomocniczym dedykowany dla osób po amputacjach.

Prezentowany w naszej ofercie wózek inwalidzki z hamulcem pomocniczym wykonany jest z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Wózek inwalidzki ręczny posiada wytrzymałe nylonowo -bawełniane siedzisko z dodatkową poduszką oraz pasem dla użytkownika. Podłokietniki z funkcją uchyłania wykonane są w wersji profilowanej.

Aby ułatwić użytkownikowi obsługę tego wózka inwalidzkiego, producent zastosował koła z funkcją szybkiego demontażu. Ponadto koła są antywywrotne, oparcie jest łamane, dla lepszego przemieszczania a podnóżki w wersji uchyłnej.

Koła tylne tego wózka mają średnicę 24" są pompowane, natomiast koła przednie, pełne mają średnicę 8".

W odróżnieniu od poprzednich modeli z naszej oferty, ten wózek posiada **możliwość regulacji środka ciężkości na przednich i tylnych kołach dla użytkowników po amputacjach**. Na szczególną uwagę zasługuje tu hamulec umieszczony w rączkach, dla osoby prowadzącej.

Wózek inwalidzki dla pacjentów po amputacjach w zestawie zawiera:


- ramę wózka wraz z siedziskiem,
- prawy i lewy podnóżek wraz z płytą podnóżka,
- taśmę zabezpieczającą
- pompkę

Co cechuje wózek dla pacjentów po amputacjach?

- **LEKKOŚĆ** - niezwykle lekki, poręczny, o wadze 13 kg. Z łatwością można go przenieść lub przetransportować. Wyjątkowo praktyczny i prosty w obsłudze.
- **PRAKTYCZNOŚĆ** - w standardzie wyposażony w poduszkę piankową o wysokości 5cm oraz pas dla użytkownika. Wózek jest gotowy do użycia, praktycznie zaraz po otrzymaniu przesyłki.
- **BEZPIECZEŃSTWO** - koła antywywrotne sprawiają, że wózek inwalidzki jest bardzo zwrotny, co przekłada się na maksimum bezpieczeństwa użytkownika.

Elementy wózka:

- a. uchwyt
- b. hamulec dla os. prowadzącej
- c. podłokietnik
- d. motylek blokady podłokietnika
- e. hamulec postojowy
- f. ciąg napędowy
- g. szybko-złączka
- h. podnóżek
- i. dźwignia podnóżka
- j. regulacja środka ciężkości
- k. kółka anty-wywrotne
- l. blokada łamania oparcia



Wózek inwalidzki z hamulcem pomocniczym, dane techniczne:

- Rama - ALUMINIOWA
- Hamulce dla osoby prowadzącej - TAK
- Sposób składania wózka - SKŁADANY NA PODWÓJNYM KRZYŻAKU
- Funkcja regulacji środka ciężkości - TAK NA PRZEDNICH I TYLNYCH KOŁACH
- Poduszka piankowa - TAK, WYSOKOŚĆ 5 cm
- Poduszka do siedzenia w zestawie - TAK
- Ciągi - ALUMINIOWE
- Podnóżki- UCHYLNE I ZDEJMOWANE
- Szybkozłączka - TAK, CO UŁATWIA SZYBKĄ DEMONTAŻ KÓŁ
- Kieszonki na drobniaki - TAK
- Hamulec postojowy - TAK
- Podłokietniki- Z FUNKCJĄ UCHYLENIA
- Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - TAK
- Pas dla użytkownika - TAK
- Kółka antywywrotne regulowane - TAK
- Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 24"
- Rodzaj kół przednich - PEŁNE GUMOWE O ŚREDNICY 8"
- Kolor ramy - SREBRNY
- Kolor tapicerki - CZARNY
- Rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY
- Dostępne rozmiary: 43, 46, 48
- Maksymalna waga użytkownika - 120 kg
- Możliwość składania - TAK
- Waga wózka - 13,8 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.