

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-inwalidzki-z-pompowanymi-kołami-p-3023.html>

Wózek inwalidzki z pompowanymi kołami



Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	555,56 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-FS 901

Opis produktu

Wózek inwalidzki z pompowanymi kołami wykonany jest ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada on ramę wzmocnioną podwójnym krzyżakiem. Wózek ten ma wytrzymałe siedzisko wykonane z tkaniny nylonowo - bawełnianej, hamulce dla osoby prowadzącej, łamane oparcie dla komfortowego przemieszczania, podłokietniki z wersji profilowanej oraz stalowe podnóżki w wersji uchylnej z 3-stopniową regulacją kąta odchylenia. Jego tylne koła pompowane mają średnicę 20" z ciągiem z tworzywa sztucznego, natomiast jego koła przednie są pełne, gumowe, o średnicy 6".

Wózek inwalidzki z pompowanymi kołami w zestawie posiada:


- ramę wózka wraz z siedziskiem,
- taśmę zabezpieczającą,
- pompkę,
- w kieszonce z tyłu oparcia: złączka do podnóżka - 2szt i zestaw kluczy.

Co cechuje prezentowany wózek inwalidzki:

- **KOMFORT** - uchylne nożki z funkcją 3 - stopniowej regulacji kąta odchylenia, krótkie podłokietniki oraz uchwyty ułatwiające składanie.
- **PROSTOTA** - szybko się składa i rozkłada, bez użycia nadmiernej siły. Wózek po złożeniu waży zaledwie 16,4kg.
- **TRWAŁOŚĆ** - stalowa rama posłuży długie lata i utrzyma ciężar nawet do 100 kg.
- **UNIwersALNOŚĆ** - wyposażony w tylne pompowane koła, co zapewnia amortyzację w przypadku jazdy po trudnym terenie. Takie rozwiązanie sprawia, że z wózka można korzystać wszędzie, bez ograniczeń.

Elementy wózka:

- a. uchwyt
- b. hamulec dla osoby prowadzącej
- c. blokada łamania oparcia
- d. podłokietnik
- e. hamulec postojowy
- f. ciąg napędowy
- g. podnóżek
- h. złączka podnóżka



Wózek inwalidzki z pompowanymi kołami, dane techniczne:

- Rama - STALOWA
- Hamulce dla osoby prowadzącej - TAK
- Sposób składania wózka - SKŁADANY NA PODWÓJNYM KRZYŻAKU
- Funkcja regulacji środka ciężkości - NIE
- Poduszka piankowa w zestawie - NIE
- Poduszka do siedzenia w zestawie - NIE
- Ciągi - TWORZYWO
- Łamane oparcie - TAK
- Podnóżki- UCHYLENE Z 3-STOPNIOWĄ REGULACJĄ KĄTA ODCHYLENIA
- Szybkozłączka - NIE
- Kieszka na drobiazgi - TAK
- Hamulec postojowy - NIE
- Podłokietniki- KRÓTKIE
- Wózek odpowiedni dla osób po amputacji kończyn - NIE
- Pas dla użytkownika - NIE
- Kółka antywywrotne regulowane - NIE
- Rodzaj kół tylnych - POMPOWANE O ŚREDNICY 20"
- Rodzaj kół przednich - 6"
- Kolor ramy - CZARNY
- Kolor tapicerki - CZARNY
- Rodzaj wózka manualnego - WÓZEK RĘCZNY
- Maksymalna waga użytkownika - 100 kg
- Możliwość składania - TAK
- Waga wózka - 16,4 kg
- Szerokość całkowita 60-63 cm
- Szerokość wewnętrzna 43, 46 cm
- Głębokość całkowita 96 cm
- Wysokość siedziska od podłoża 49 cm
- Wysokość całkowita 92 cm
- Wymiary siedziska 42, 45 x 39 cm
- Waga 14,4 kg
- Max obciążenie 100 kg
- Szerokość po złożeniu 32 cm
- Kolor ramy czarny

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.