

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-kapielowy-stala-wysokosc-p-987.html>



Wózek kąpielowy (stała wysokość)

Cena brutto	7 500,00 zł
Cena netto	6 944,44 zł
Czas wysyłki	3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-INW-WTK-C-212

Opis produktu

WÓZKOWANNA - Idealne rozwiązanie do kąpieli pacjentów leżących

Wózkowanna do kąpieli pacjentów leżących to niezastąpione narzędzie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz pacjentami o ograniczonej mobilności. Nasz wózek transportowo-kąpielowy łączy funkcjonalność z trwałością, zapewniając bezpieczne i komfortowe mycie pacjenta w pozycji leżącej. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom produkt ten doskonale sprawdza się w szpitalach, domach opieki oraz placówkach rehabilitacyjnych.

Główne cechy wózka kąpielowego:

- **Trwała konstrukcja** ze stali lakierowanej proszkowo, odporna na korozję.
- **Praktyczna wanna PVC z odpływem**, umożliwiającą łatwe odprowadzenie wody.
- **Wodoodporna poduszka**, zapewniająca komfort pacjentowi podczas kąpieli.
- **Bezpieczne barierki uchylnie** ze stali nierdzewnej, ułatwiające dostęp do pacjenta.
- **Stabilne koła z indywidualną blokadą jazdy**, zapewniające pełną kontrolę nad przemieszczaniem wózka wewnątrz budynków.

Dane techniczne łóżka kąpielowego:

- **Długość całkowita:** 203 cm (wewnętrzna 186 cm)
- **Szerokość całkowita:** 73 cm (wewnętrzna 56 cm)
- **Wysokość całkowita:** 88 cm (po dnie wanny 55,5 cm)
- **Maksymalne obciążenie:** 140 kg
- **Średnica kół:** 20 cm

Dlaczego warto wybrać naszą wózkowannę?

Nasz wózek transportowo-kąpielowy to nie tylko praktyczność, ale także gwarancja bezpieczeństwa i długowieczności. Solidne wykonanie oraz ergonomiczny design umożliwiają łatwe mycie pacjenta w pozycji leżącej, co jest szczególnie istotne w codziennej opiece nad osobami o ograniczonej mobilności. Łóżko kąpielowe dla niepełnosprawnych znacząco ułatwia pracę personelowi medycznemu i opiekunom, zapewniając jednocześnie komfort pacjentom.

Zastosowanie wózka do mycia chorych:

Wózkowanna sprawdza się w:

- szpitalach i klinikach,

-
- domach opieki i hospicjach,
 - ośrodkach rehabilitacyjnych,
 - prywatnej opiece domowej.

Wózkowanna czy mycie pacjenta bezpośrednio w łóżku?

Wózkowanna jest przeznaczona przede wszystkim dla placówek, które potrzebują jednego urządzenia do transportowania i kąpieli pacjenta w pozycji leżącej. Jeżeli chory pozostaje w swoim łóżku, a przenoszenie go do łazienki lub na wózek kąpielowy jest utrudnione, rozwiązaniem lepiej dopasowanym do opieki domowej może być [pneumatyczna wanna EASY BATH do kąpieli osoby leżącej](#). Jest przenośna, posiada odpływ wody i podwójne komory powietrzne, a w zestawie znajduje się pompka elektryczna.

Dane techniczne:

- Długość całkowita (wewnątrz wanny-po dnie) 203 (186) cm
- Szerokość całkowita (wewnątrz wanny-po dnie) 73 cm (56 cm)
- Wysokość całkowita (po dnie wanny) 88 cm (55,5 cm)
- Obciążenie dopuszczalne 140 kg
- Średnica kół 20 cm