

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-koszowy-z-polkami-p-3394.html>

Wózek kosзовy z półkami i stelażem na odpady 0H18N9

Cena brutto	6 789,00 zł
Cena netto	5 519,51 zł
Cena poprzednia	7 395,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WKS-1

Opis produktu

Mobilny wózek kosзовy do brudownika, sterylizatorni i zaplecza oddziałowego

Wózek kosзовy z półkami i stelażem na odpady 0H18N9 to mobilne wyposażenie przeznaczone do uporządkowanego transportu, odkładania i segregacji materiałów w placówkach medycznych, laboratoriach, brudownikach, sterylizatorniach oraz zapleczach oddziałowych. Ten model łączy funkcję wózka kosowego, regału pomocniczego i stanowiska do organizacji odpadów.

Konstrukcja została wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Wózek ma 2 półki, 3 kosze, 2 kosze z wycięciem oraz stelaż na odpady z pokrywą uchylną. Dzięki temu pozwala rozdzielić czyste materiały, akcesoria robocze i odpady w jednym przejeźnym zestawie.

Ten wariant warto wybrać wtedy, gdy zwykły wózek kosовy jest zbyt prosty, a potrzebna jest wyższa konstrukcja z większą liczbą poziomów oraz osobnym miejscem na odpady. Sprawdzi się jako wyposażenie brudownika, sterylizatorni, magazynu czystego, laboratorium, zaplecza zabiegowego lub oddziału szpitalnego.

Zobacz także całą kategorię: [wózki kosowe ze stali kwasoodpornej](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka kosowego

- 2 x półka: 570 x 250 x 135 mm,
- 3 x kosz: 575 x 280 x 135 mm,
- 2 x kosz z wycięciem: 575 x 280 x 260 mm,
- 1 x stelaż na odpady z pokrywą uchylną,
- koła Ø100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, kolor szary.

Parametry techniczne

Wykonanie	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Wysokość stelaża	1530 mm
Głębokość	750 mm
Szerokość stelaża	550 mm
Szerokość całkowita z koszami	575 mm
Koła	Ø100 mm, szare, w obudowie z tworzywa sztucznego

Dlaczego ten model jest mocniejszy od prostego wózka kosowego?

Prosty wózek koszykowy zwykle służy głównie do przewożenia kilku koszy lub półek. Ten model ma bardziej rozbudowaną konfigurację: 2 półki, łącznie 5 koszy oraz stelaż na odpady z pokrywą. Dzięki temu lepiej sprawdza się przy pracy wymagającej jednoczesnego przechowywania, segregowania i przemieszczania materiałów między stanowiskami.

Zastosowanie w placówkach medycznych i zapleczach technicznych

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i magazyny czyste,
- laboratoria i pracownie medyczne,
- zaplecza oddziałowe i zabiegowe,
- transport akcesoriów, materiałów i odpadów w obrębie jednej strefy pracy.

Najważniejsze zalety

- stal kwasoodporna 0H18N9 – trwałość i łatwe utrzymanie higieny,
- 2 półki i 5 koszy – lepsza segregacja zawartości,
- kosze z wycięciem – wygodniejszy dostęp do przechowywanych elementów,
- stelaż na odpady z pokrywą uchylną – porządek przy stanowisku pracy,
- koła Ø100 mm – łatwiejsze przemieszczanie wózka między pomieszczeniami.

FAQ

Czy ten wózek koszykowy nadaje się do brudownika?

Tak. Wózek ma stalową konstrukcję 0H18N9, kilka poziomów odkładczych oraz stelaż na odpady z pokrywą uchylną, dlatego dobrze sprawdza się w brudownikach i pomieszczeniach pomocniczych.

Czym ten model różni się od zwykłego wózka koszykowego?

Ten model ma 2 półki, 3 kosze, 2 kosze z wycięciem i osobny stelaż na odpady. Jest więc bardziej rozbudowany niż prosty wózek koszykowy z samymi półkami koszykowymi.

Jakie są dokładne wymiary wózka?

Wysokość stelaża wynosi 1530 mm, głębokość 750 mm, szerokość stelaża 550 mm, a szerokość całkowita z koszami 575 mm.

Jakie kosze znajdują się w zestawie?

W zestawie znajdują się 3 kosze 575 × 280 × 135 mm oraz 2 kosze z wycięciem 575 × 280 × 260 mm. Dodatkowo wózek ma 2 półki 570 × 250 × 135 mm.

Czy wózek ma stelaż na odpady?

Tak. Wózek jest wyposażony w stelaż na odpady z pokrywą uchylną, co ułatwia organizację pracy i oddzielenie odpadów od pozostałych materiałów.

Jakie koła ma wózek?

Wózek ma szare koła Ø100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego. To większe koła niż w części prostszych wózków koszykowych z kołami Ø75 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące