

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-koszowy-ze-stali-nierdzewnej-p-3398.html>

Wózek transportowy koszowy WK-01KO/A 0H18N9 – 3 półki

Cena brutto	2 287,00 zł
Cena netto	1 859,35 zł
Cena poprzednia	2 349,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WK-01KO/A
Kod producenta	TMBY-WK

Opis produktu

Wózek koszowy WK-01KO/A ze stali kwasoodpornej 0H18N9

Wózek transportowy koszowy WK-01KO/A ze stali kwasoodpornej 0H18N9 z 3 półkami 335×405×90 mm to kompaktowy wariant koszowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. W tym modelu ze stali 0H18N9 wykonano stelaż, podstawę, uchwyt do prowadzenia oraz półki koszowe, dlatego jest to mocniejsza wersja materiałowa niż wariant lakierowany WK-01ST/A.

Model przeznaczony jest do porządkowania, odkładania i przewożenia drobnych materiałów w brudownikach, sterylizatorniach, zapleczach oddziałowych, pracowniach medycznych, laboratoriach oraz magazynach podręcznych. Trzy półki koszowe pozwalają rozdzielić akcesoria, pojemniki i materiały pomocnicze na kilku poziomach roboczych.

Stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej umożliwia dowolną regulację wysokości półek za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Dzięki temu można dopasować rozstaw półek do rodzaju przewożonych materiałów, pojemników i akcesoriów.

Wózek ma koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą. Uchwyt do prowadzenia ułatwia manewrowanie, a kompaktowe wymiary całkowite 520 × 430 × 880 mm pozwalają używać wózka również w mniejszych pomieszczeniach roboczych.

Zobacz także całą kategorię: [wózki koszone ze stali kwasoodpornej](#) oraz dział [meble medyczne ze stali kwasoodpornej](#).

Wyposażenie wózka transportowego koszonego WK-01KO/A

- 3 × półka koszowa: 335 × 405 × 90 mm,
- uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- podstawa ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- stelaż z rurek ze stali kwasoodpornej,
- półki koszowe ze stali kwasoodpornej,
- koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej,
- 2 koła z blokadą.

Parametry techniczne

Model
Typ produktu
Wykonanie

WK-01KO/A
wózek transportowy koszowy ze stali kwasoodpornej
w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Liczba półek koszowych	3
Wymiary półki koszowej	335 × 405 × 90 mm
Wymiary całkowite	520 × 430 × 880 mm
Wysokość od podłoża do górnej półki koszowej	805 mm
Koła	75 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Stelaż	rurki ze stali kwasoodpornej
Podstawa i uchwyt	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Półki koszowe	stal kwasoodporna
Regulacja półek	regulacja za pomocą elementów złącznych, bez wykonywania otworów

Kiedy warto wybrać wózek koszowy WK-01KO/A?

WK-01KO/A warto wybrać wtedy, gdy potrzebny jest kompaktowy wózek z trzema półkami koszowymi, ale ważniejsze jest wykonanie ze stali kwasoodpornej niż niższa cena wersji lakierowanej. Ten model sprawdzi się w miejscach, w których wózek ma być łatwy do utrzymania w czystości, odporny materiałowo i przeznaczony do częstej pracy w zapleczu medycznym.

Czym WK-01KO/A różni się od wersji lakierowanej WK-01ST/A?

WK-01KO/A jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9. W wersji lakierowanej WK-01ST/A stelaż jest z rurek ze stali kwasoodpornej, ale podstawa, uchwyt i półki koszowe są stalowe oraz malowane proszkowo. Jeżeli wystarczy wariant lakierowany, sprawdź [wózek transportowy koszowy WK-01ST/A z 3 półkami](#).

Co daje regulacja wysokości półek?

Regulacja wysokości półek pozwala dopasować rozstaw poziomów do rodzaju materiałów, które mają być przewożone lub odkładane na wózek. Półki ustawia się za pomocą elementów złącznych, bez wiercenia i bez wykonywania otworów w stelażu. To ważne, gdy wózek ma być używany do różnych zadań w jednej placówce.

Dlaczego stal kwasoodporna 0H18N9 jest ważna?

Stal kwasoodporna 0H18N9 jest praktyczna w wyposażeniu medycznym, ponieważ pozwala uzyskać trwałą, odporną materiałowo konstrukcję, którą łatwiej utrzymać w czystości niż elementy lakierowane. W tym modelu ze stali kwasoodpornej wykonano nie tylko stelaż, ale również podstawę, uchwyt do prowadzenia i półki koszowe.

Czym ten model różni się od większych wózków koszowych?

WK-01KO/A ma 3 półki koszowe 335 × 405 × 90 mm i kompaktowe wymiary 520 × 430 × 880 mm. Jeżeli potrzebny jest większy model z 6 koszami, sprawdź [wózek koszowy WKS-2 0H18N9 z 6 koszami](#). Jeżeli potrzebny jest wariant z uchwytem na worek, sprawdź [wózek koszowy z uchwytem na worek](#).

Dlaczego półki 335×405×90 mm są praktyczne?

Półki koszowe 335 × 405 × 90 mm są dobrym rozwiązaniem do odkładania drobnych akcesoriów, pojemników i materiałów pomocniczych. Koszowa forma półki ogranicza ryzyko zsunięcia zawartości podczas przemieszczania wózka, a jednocześnie pozwala szybko kontrolować, co znajduje się na każdym poziomie.

Kiedy lepiej wybrać inny wariant?

Jeżeli priorytetem jest niższa cena, a pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej nie jest konieczne, praktycznym wyborem będzie wariant lakierowany WK-01ST/A. Jeżeli potrzebna jest większa pojemność lub więcej poziomów, lepiej wybrać większy wózek koszowy. Jeżeli wózek ma obsługiwać również odpady lub worek, należy wybrać wariant z uchwytem na worek.

Zastosowanie

- brudowniki i pomieszczenia pomocnicze,
- sterylizatornie i magazyny podręczne,
- zaplecza oddziałowe i zabiegowe,
- laboratoria i pracownie medyczne,
- transport drobnych materiałów między stanowiskami,
- organizacja pojemników, akcesoriów i wyposażenia pomocniczego.

Najważniejsze zalety

- w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9,
- 3 półki koszowe 335 × 405 × 90 mm,

-
- regulacja wysokości półek bez wykonywania otworów,
 - kompaktowe wymiary 520 × 430 × 880 mm,
 - uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej,
 - koła 75 mm, w tym dwa z blokadą,
 - praktyczna konstrukcja do brudownika, sterylizatorni i zaplecza medycznego.

FAQ

Czy wózek WK-01KO/A jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?

Tak. Wózek jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Dotyczy to stelaża, podstawy, uchwytu do prowadzenia oraz półek koszowych.

Jakie są wymiary półek koszowych?

Każda półka koszowa ma wymiary 335 × 405 × 90 mm.

Ile półek ma ten wózek transportowy koszowy?

Model WK-01KO/A ma 3 półki koszowe.

Czy można regulować wysokość półek?

Tak. Stelaż umożliwia dowolną regulację wysokości półek za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów.

Jakie są wymiary całkowite wózka?

Wymiary całkowite wynoszą 520 × 430 × 880 mm.

Czy wózek ma koła z blokadą?

Tak. Wózek ma koła 75 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, w tym dwa koła z blokadą.

Czym WK-01KO/A różni się od WK-01ST/A?

WK-01KO/A jest wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9. WK-01ST/A to wariant lakierowany, w którym podstawa, uchwyt i półki są stalowe oraz malowane proszkowo.

Czy ten model ma uchwyt na worek?

Nie. Ten model ma 3 półki koszowe i uchwyt do prowadzenia. Jeżeli potrzebny jest uchwyt na worek, należy wybrać inny wariant wózka koszowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące