

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczno-narzedziowy-p-2006.html>



Wózek medyczno narzędziowy

Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 666,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-02-66
Kod producenta	D-02-BT-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu wózek medyczno-narzędziowy, doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych, które potrzebują przenośnego i funkcjonalnego urządzenia do przechowywania i transportu niezbędnego sprzętu. Wózek został starannie zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom profesjonalnego środowiska medycznego.

Stelaż wózka wykonano z trwałej stali lakierowanej proszkowo na biało, co zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale również odporność na uszkodzenia oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Stelaż posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, które umożliwiają dowolną regulację wysokości półek. To oznacza, że wózek można dostosować do indywidualnych potrzeb i wygodnie przechowywać różnorodny sprzęt medyczny.

Wózek wyposażono w cztery koła o średnicy 75 mm, z których dwa posiadają blokadę. Koła zostały umieszczone w ocynkowanych obudowach stalowych, co zapewnia trwałość i stabilność wózka podczas transportu. Dodatkowo, wózek wyposażono w uchwyt do prowadzenia, który wykonano z kształtownika o przekroju 20x20 mm. Ten innowacyjny projekt sprawia, że uchwyt jest zintegrowany z konstrukcją wózka, co zapewnia jeszcze większą wygodę użytkowania.

W zestawie znajduje się także wyjmowana taca, wykonana ze stali kwasoodpornej o wysokiej jakości. Taca ma wymiary 650x390x18 mm i zapewnia wystarczającą przestrzeń do przechowywania narzędzi medycznych oraz innych potrzebnych akcesoriów. Wymiary powierzchni użytkowej tacy to 610x360x17 mm, co pozwala na bezpieczne umieszczenie i łatwe dostępowanie do niezbędnych przedmiotów.

Nasz wózek medyczno-narzędziowy został wyprodukowany w kraju i wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co gwarantuje jego wysoką jakość i zgodność z najwyższymi standardami. Dodatkowo, oferujemy go ze stawką 8% VAT, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla placówek medycznych.

Ten nowoczesny i funkcjonalny wózek medyczno-narzędziowy to niezastąpione narzędzie dla personelu medycznego, którego celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przepływu pracy w placówce medycznej. Niezawodna konstrukcja, regulowana wysokość półek oraz solidne wykonanie sprawiają, że ten wózek spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów medycznych.

Wózek medyczno narzędziowy, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 810x430x890 mm

-
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**