

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczno-proceduralny-p-2010.html>



Wózek medyczno proceduralny

Cena brutto	2 010,00 zł
Cena netto	1 861,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-B2Q-66-ST-K5

Opis produktu

Prezentujemy Państwu wózek medyczno-proceduralny, idealnie dostosowany do potrzeb personelu medycznego. Ten solidny i funkcjonalny wózek został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wygody i elastyczności podczas pracy w placówkach medycznych.

Stelaż wózka wykonany jest z trwałego aluminium i stalowej konstrukcji, lakierowany proszkowo na biało, co zapewnia zarówno estetyczny wygląd, jak i ochronę przed uszkodzeniami. Stelaż posiada specjalnie zaprojektowane kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek. Dzięki temu personel medyczny może dostosować wózek do swoich indywidualnych potrzeb.

Wózek jest przystosowany do montażu dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów w konstrukcji. Dzięki temu można łatwo zamontować różnego rodzaju akcesoria i przyrządy, które ułatwią wykonywanie procedur medycznych.

Wózek jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę. To pozwala na swobodne poruszanie się wózkiem oraz stabilność podczas pracy. Koła są zamocowane w obudowie stalowej ocynkowanej, zapewniając trwałość i odporność na uszkodzenia.

Jednym z głównych elementów wózka jest wyjmowana taca wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Taca ta ma wymiary 705x390x18 mm, co zapewnia odpowiednio dużą powierzchnię użytkową do przechowywania narzędzi i materiałów medycznych. Dodatkowo, wózek posiada cztery kuwety z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm, które również mogą być wykorzystane do przechowywania i segregowania różnych przedmiotów.

Całkowite wymiary wózka wynoszą 810x430x890 mm, zapewniając odpowiednio dużą przestrzeń do przechowywania niezbędnego wyposażenia medycznego. Powierzchnia użytkowa tacy ma wymiary 610x360x17 mm, natomiast powierzchnia użytkowa kuwety ma wymiary 335x260x60 mm.

Nasz wózek medyczno-proceduralny został wyprodukowany w kraju i spełnia najwyższe standardy jakości. Jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co świadczy o jego bezpieczeństwie i zgodności z normami branżowymi. Dodatkowo, wózek jest sprzedawany ze stawką 8% VAT.

To niezawodne narzędzie jest niezbędne w każdej placówce medycznej, zapewniając łatwość obsługi, trwałość i funkcjonalność. Dzięki niemu personel medyczny będzie mógł skoncentrować się na najważniejszym - zapewnieniu najlepszej opieki pacjentom.

Wózek medyczno proceduralny, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 810x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**