

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ans-01ko-p-1905.html>



Wózek medyczny ANS-01/KO

Cena brutto	6 314,00 zł
Cena netto	5 846,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-1D0
Kod producenta	ANS-1D00-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)

Opis produktu

Wózki medyczne ANS mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Służą do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów. Posiadają mocną i stabilną konstrukcję. W całości wykonany ze stali kwasoodpornej. Co zwiększa jego odporność na korozję oraz oddziaływanie na środki chemiczne i medyczne. Dodatkowo blat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi jedna szuflada oraz dwudrzwiowa szafka. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Cechy produktu:

- szafka z szufladą (wysokość frontu: 155mm) i drzwiczkami
- 1x zamek do szafki z drzwiczkami
- 1x uchwyty do prowadzenia
- blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm
- szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- prowadnice szuflady z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- odstawa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (dwa z blokadą)
- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- łatwy w utrzymaniu czystości

Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm [szerokość x głębokość x wysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm
- kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)