

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ans-01st-p-1904.html>



Wózek medyczny ANS-01/ST

Cena brutto	5 837,00 zł
Cena netto	5 404,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-01/ST REN-01/ST

Opis produktu

Wózki medyczne ANS mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Służą do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów. Posiadają mocną i stabilną konstrukcję. Stelaż wykonany jest ze stali pokrytej proszkowo lakierem. Błat stolika oraz podstawa wykonane w całości ze stali. Dodatkowo blat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi jedna szuflada oraz dwudrzwiowa szafka. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

**TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z
NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.**

Cechy produktu:

- szafka z szufladą (wysokość frontu: 155mm) i drzwiczkami
- 1zamek do szafki z drzwiczkami
- 1uchwyt do prowadzenia
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
- blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL
- prowadnice szuflady z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym
- 4 koła w tym dwa z blokadą
- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- łatwy w utrzymaniu czystości

Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm

-
- kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)