

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ans-03ko-p-1911.html>



Wózek medyczny ANS-03/KO

Cena brutto	7 035,00 zł
Cena netto	6 513,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-30
Kod producenta	ANS-300-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)

Opis produktu

Wózki medyczne ANS mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Wykorzystywane są do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów oraz zapewniają mobilność aparaturze medycznej. Posiadają mocną i stabilną konstrukcję. Wózek w całości wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Błat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi szafka z trzema szufladami. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Cechy produktu:

- 3xszuflada (wysokość frontów3x234mm)
- 1xuchwyt do prowadzenia
- blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm
- szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- prowadnice szuflad z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (dwa z blokadą)
- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- posiada uchwyt do przetaczania
- łatwy w utrzymaniu czystości
- zwiększona odporność na korozję

Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm[szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)