

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ans-03st-p-1910.html>



## Wózek medyczny ANS-03/ST

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 624,00 zł</b>                       |
| Cena netto       | <b>6 133,33 zł</b>                       |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                       |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-ANS-30</b>                    |
| Kod producenta   | <b>ANS-300-B(ST)S(ST)F(ST)<br/>P(ST)</b> |

### Opis produktu

Wózki medyczne ANS mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Służą do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów. Posiadają mocną i stabilną konstrukcję. Wózek w całości wykonany jest ze stali i lakierowany proszkowo. Błat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi szafka z trzema szufladami. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

**TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.**

#### Cechy produktu:

- 3xszuflada (wysokość frontów3x234mm)
- 1xuchwyt do prowadzenia
- blat stalowy, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL
- prowadnice szuflad z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa stalowa z odbojami,, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa (dwa z blokadą)
- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- łatwy w utrzymaniu czystości

#### Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm[szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- kółka o średnicy: 125 mm

---

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor frontu:** RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

**Wybierz centralny zamek do wózka:** Nie , Tak (+ 250,00 zł )