

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ans-04abs-p-1912.html>



Wózek medyczny ANS-04/ABS

Cena brutto	6 560,00 zł
Cena netto	6 074,07 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-40
Kod producenta	ANS-400-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)

Opis produktu

Wózki medyczne ANS mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Wykorzystywane są do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów oraz zapewniają mobilność aparaturze medycznej. Posiadają mocną i stabilną konstrukcję. Wózek posiada stelaż stalowy pokryty proszkowo warstwą lakieru. Błat i podstawa wykonane z tworzywa ABS gdzie blat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi szafka z czterema szufladami. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Cechy produktu:

- szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm)
- 1xuchwyt do prowadzenia
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
- blat pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL
- prowadnice szuflad z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
- koła, w tym dwa z blokadą
- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- łatwy w utrzymaniu czystości

Dane techniczne szafki:

-
- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
 - wymiary szafki: 600x500x805 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x141 mm(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm
 - [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)