

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ans-04st-p-1913.html>



Wózek medyczny ANS-04/ST

Cena brutto	6 464,00 zł
Cena netto	5 985,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-40
Kod producenta	ANS-400-B(ST)S(ST)F(ST) P(ST)

Opis produktu

Wózki medyczne ANS mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Wykorzystywane są do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów oraz zapewniają mobilność aparaturze medycznej. Posiadają mocną i stabilną konstrukcję. Błat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi szafka z czterema szufladami. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

**TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z
NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.**

Wózek medyczny ANS-04/ST, cechy:

- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- posiada uchwyt do przetaczania
- łatwy w utrzymaniu czystości
- wykonany ze stali
- lakierowany całościowo według palety RAL

Wózek medyczny ANS-04/ST w standardzie posiada:

- 1 x szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm),
- 1 x uchwyt do prowadzenia

Wózek medyczny ANS-04/ST, dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szafki: 600x500x805 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady:

-
- (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x141 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - (przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor RAL TMBY: Biały , Kremowy , Perłowy , Beżowy , Żółty , Jasny różowy , Czerwony , Brzoskwiniowy , Pomarańczowy , Morski , Seledynowy , Lekko zielony , Jasny zielony , Zielony , Niebieski , Ciemny niebieski , Granatowy , Aluminiowy , Szary
Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)