

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ans-05ko-p-1917.html>



Wózek medyczny ANS-05/KO

Cena brutto	7 286,00 zł
Cena netto	6 746,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-50
Kod producenta	ANS-500-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)

Opis produktu

Wózki medyczne ANS mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Wykorzystywane są do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów oraz zapewniają mobilność aparaturze medycznej. Posiadają mocną oraz stabilną konstrukcję i wykonane są ze stali kwasoodpornej. Błat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi szafka z pięcioma szufladami. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wózek medyczny ANS-05/KO, cechy:

- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- posiada uchwyt do przetaczania
- łatwy w utrzymaniu czystości
- o zwiększonej odporności na korozję

Wózek medyczny ANS-05/KO, standardowe wyposażenie:

- 1 x szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm),
- 1 x uchwyt do prowadzenia.

Wózek medyczny ANS-05/KO, dane techniczne:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szafki: 600x500x805 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
- (przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)