

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ans-05st-p-1916.html>



Wózek medyczny ANS-05/ST

Cena brutto	6 367,00 zł
Cena netto	5 895,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-05/ST REN-05/ST
Kod producenta	ANS-500-B(ST)S(ST)P(ST))-0000

Opis produktu

Wózki medyczne ANS mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Wykorzystywane są do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów oraz zapewniają mobilność aparaturze medycznej. Posiadają mocną oraz stabilną konstrukcję i wykonane są ze stali. Błat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi szafka z pięcioma szufladami. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

**TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z
NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.**

Wózek medyczny ANS-05/ST, cechy:

- szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm)
- 1uchwyt do prowadzenia
- blat stalowy, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL
- prowadnice szuflad z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa, w tym dwa z blokadą
- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- łatwy w utrzymaniu czystości

Wózek medyczny ANS-05/ST, standardowe wyposażenie:

- 1 x szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm),
- 1 x uchwyt do prowadzenia.

Wózek medyczny ANS-05/ST, dane techniczne:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm

-
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
 - (przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - (przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)