

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-gastronomiczny-p-2014.html>



Wózek medyczny gastronomiczny

Cena brutto	3 640,00 zł
Cena netto	3 370,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-02-A-KO
Kod producenta	D-03-S(1)2Q-66-KO-K5

Opis produktu

Wózek Medyczny Gastronomiczny 1xBłat

Zapraszamy do odkrycia naszego innowacyjnego wózka medycznego gastronomicznego, idealnego rozwiązania dla profesjonalistów z branży medycznej, którzy cenią sobie wysoką jakość, funkcjonalność i trwałość.

Specyfikacje techniczne:

Materiał wykonania: Całość wózka została wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje trwałość, łatwość utrzymania w czystości oraz odporność na korozję.

Stelaż zintegrowany z kształtownikiem: Stelaż wózka został precyzyjnie wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm, co nie tylko zapewnia stabilność, ale również stanowi zintegrowany element konstrukcji. Dodatkowo, wyposażony jest w cztery koła o średnicy 75 mm, z obudową stalową ocynkowaną, w tym dwa z blokadą, oraz uchwyt do łatwego prowadzenia.

Błat z wyjmowaną tacą: Błat wózka posiada wyjmowaną tacę o wymiarach 705x390x18 mm, co umożliwia łatwe przygotowywanie i transportowanie różnych produktów czy narzędzi medycznych.

Szuflada o dużych możliwościach: Szuflada o wymiarach 655x385x155 mm zapewnia odpowiednią przestrzeń do przechowywania różnorodnych narzędzi i akcesoriów medycznych. Solidne wykonanie zwiększa trwałość produktu, a ergonomiczny kształt ułatwia codzienne użytkowanie.

Kuweta z tworzywa sztucznego: Wózek wyposażono w cztery kuwety z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm, doskonałe do przechowywania i segregacji mniejszych przedmiotów medycznych.

Wymiary:

- Całkowite: 810x480x890 mm (szerokość x głębokość x wysokość)
- Powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- Powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Nasz wózek medyczny gastronomiczny łączy w sobie funkcjonalność, solidność wykonania oraz elegancki design. To nie tylko praktyczne narzędzie w codziennej pracy, ale także element, który zaspokoi najwyższe standardy w zakresie higieny i estetyki. Dzięki niemu obsługa medyczna stanie się jeszcze bardziej efektywna i komfortowa.

Wyposażenie:

-
- 1xblat z szufladą (blat:610x360x17mm szuflada:655x385x155mm)
 - 4xkuweta 395x325x65mm
 - 1xwygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm

Wózek medyczny gastronomiczny, dane techniczne;

- Wymiary całkowite:810x480x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**