

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-lakierowany-p-2093.html>



Wózek medyczny lakierowany

Cena brutto	3 400,00 zł
Cena netto	3 148,15 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-H-03-B2Q-ABS3-0000-K6.3-W

Opis produktu

Wózek Medyczny z Profilu Aluminiowego i Białym ABS

Zapewniamy innowacyjne rozwiązanie w postaci wózka medycznego, który integruje funkcjonalność z wyrafinowanym stylem. Nasz wózek medyczny został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności oraz estetyki w każdym środowisku medycznym.

Funkcjonalność na Najwyższym Poziomie:

- Białe o wymiarach 740x410x10mm wykonane z trwałego tworzywa ABS zapewnia wygodną przestrzeń roboczą.
- Cztery wyjmowane kuwety (395x325x65mm) umożliwiają efektywne przechowywanie narzędzi i materiałów medycznych.
- Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało, wyposażony w uchwyt do prowadzenia, zapewniający stabilność i trwałość.
- Koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo (295x95x85 mm) zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania.

Wyjątkowe cechy konstrukcyjne:

- Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę stolika w przyszłości.
- Kanały montażowe zaślepione maskownicą zabezpieczają przed gromadzeniem się brudu, zapewniając łatwe utrzymanie czystości.
- Elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL, co umożliwia dopasowanie wózka do preferencji estetycznych.

Specyfikacje techniczne:

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: 835x455x880 mm
- Wysokość od podłoża do białego: 800 mm
- Wymiary białego górnego: 740x410x10 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej białego górnego: 640x385 mm
- Wymiary kuwety: 395x325x65 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Opcje dostosowawcze:

- Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co pozwala dostosować wózek do indywidualnych

preferencji.

Nasz wózek medyczny stanowi idealne połączenie funkcjonalności, trwałości oraz estetyki, co czyni go niezastąpionym narzędziem w każdej placówce medycznej. Dostępność dodatkowych opcji wyposażenia umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb użytkownika. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wybierz produkt, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania w zakresie wydajności i designu.

Wózek medyczny lakierowany, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385
- Wymiary kuwety [mm]: 395x325x65 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki, koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary