

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-multi-01-abs-bez-wyposazenia-p-1921.html>



Wózek medyczny MULTI-01 ABS bez wyposażenia

Cena brutto	6 142,00 zł
Cena netto	5 687,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MULTI-01-ABS-bw
Kod producenta	MULTI-01-D-00-B(ABS3)S (ST)F(ST)

Opis produktu

Wózek medyczny MULTI jest wykorzystywany głównie w placówkach medycznych. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz specjalnej konstrukcji otrzymujemy bardzo wytrzymały i stabilny wózek medyczny. Składa się ze stalowej jedno drzwiowej szafki lakierowanej techniką proszkową, blatu z pogłębieniem oraz podstawy z odbojami. Błat i podstawa wykonane ze specjalnego tworzywa ABS, które zapewnia wysoką twardość oraz odporność na zarysowania. Jest materiałem całkowicie bezpiecznym dla człowieka oraz odpornym na działanie rozcieńczonych kwasów, tłuszczów i soli. Dla zwiększenia mobilności podstawa została wyposażona w cztery kółka. Przyczepność względem podłoża zapewniają blokady na dwóch kółkach. Prezentowany wózek charakteryzuje się prostym ale i nowoczesnym wyglądem. Jego funkcjonalność zapewnia układ konstrukcyjny oraz możliwość rozbudowania o dodatkowe wyposażenie.

**TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z
NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.**

Cechy produktu:

- cichy i stabilny
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- posiada uchwyt do przetaczania
- łatwy w utrzymaniu czystości

Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenie opcjonalnego: 400x550x1060 mm
- wymiary szafki: 355x495x1020 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- kółka o średnicy: 125 mm

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary