

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-multi-03abs-z-wyposazeniem-p-2261.html>



Wózek medyczny MULTI-03/ABS z wyposażeniem

Cena brutto	13 232,00 zł
Cena netto	12 251,85 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MULTI-03/ABS-ZW
Kod producenta	MULTI-02-5SD-02-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-00-K12.

Opis produktu

Wózek Medyczny MULTI-03/ABS z Innowacyjnym Wyposażeniem

Witaj w świecie zaawansowanej opieki medycznej! Wózek medyczny MULTI-03/ABS to połączenie funkcjonalności, innowacji i niezawodności, stworzone specjalnie, by sprościć najwyższym wymaganiom placówek medycznych.

Nieźrównana Funkcjonalność:

- **Szuflady i Drzwiczki:** Wyposażony w pięć szuflad o wysokości frontów 138mm oraz jedno drzwiczki z zamkiem, ten wózek zapewnia doskonałe miejsce do przechowywania sprzętu medycznego i narzędzi.
- **Bogate Wyposażenie:** Zestaw zawiera kufy, kosze, nadstawki, blaty boczne, pojemniki na narzędzia i rękawiczki, a także miejsce na kroplówki i odpady, zapewniając kompleksowe wsparcie dla personelu medycznego.
- **Solidna Konstrukcja:** Blat i podstawa wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym, zapewniającego trwałość i łatwość w czyszczeniu. Szafka stalowa lakierowana proszkowo, z systemem prowadnic z tworzywa ABS, gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów.

Innowacyjne Rozwiązania:

- **Regulowana Nadstawka:** Stelaż nadstawki lakierowany proszkowo, z możliwością regulacji wysokości, umożliwiający dostosowanie wózka do indywidualnych potrzeb placówki medycznej.
- **Łatwa Ekspansja:** Kanały montażowe wewnętrznej strony stelaża umożliwiają rozbudowę wózka o dodatkowe wyposażenie, bez konieczności wykonywania otworów, co zapewnia elastyczność i skalowalność.

Praktyczne Wymiary:

- **Wymiary Standardowe:** Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego to 870x570x1000 mm, z możliwością rozbudowy o dodatkowe elementy.
- **Mobilność:** Podstawa stalowa z kołami o średnicy 125 mm, w tym dwoma z blokadą, zapewnia łatwą mobilność i stabilność w każdym środowisku.

Gwarancja Bezpieczeństwa i Higieny:

- **Bezpieczne Zamykanie:** Szafka wyposażona w zamek, gwarantujący bezpieczne przechowywanie cennych przedmiotów medycznych.

-
- **Łatwe Czyszczenie:** Wykonanie z materiałów odpornych na wilgoć i łatwe do dezynfekcji, zapewniających najwyższe standardy higieny.

Zaawansowany wózek medyczny MULTI-03/ABS to nie tylko produkt, to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera efektywną pracę personelu medycznego i zapewnia komfort pacjentów. Wybierz niezawodność, wybierz innowację, wybierz nasz wózek medyczny MULTI-03/ABS.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary