

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-na-kolkach-p-1973.html>



Wózek medyczny na kółkach

Cena brutto	3 592,00 zł
Cena netto	3 325,93 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-S(1)PK-66-KO-W
Kod producenta	C-03-S(1)PK(90)-66-KO-K5-WSTW2.01.KO

Opis produktu

Oferujemy wyjątkowy wózek medyczny na kółkach, doskonały do zastosowań w środowiskach medycznych i opiekuńczych. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, zapewnia trwałość i higienę na najwyższym poziomie. Jego solidna konstrukcja sprawia, że jest nie tylko stabilny, ale także łatwy do utrzymania w czystości.

Wózek jest wyposażony w 1x blat o wymiarach 705x415x20mm z szufladą o wymiarach 655x385x155mm, idealną do przechowywania drobnych akcesoriów medycznych. Dodatkowo, znajdziesz tutaj 1x półkę o wymiarach 655x415x20mm, doskonałą do przechowywania różnych przyrządów czy dokumentacji.

Unikalną cechą tego wózka jest także 1x półka koszowa o wymiarach 655x405x90mm, oferująca wygodne miejsce do przechowywania rzeczy w koszu. Dodatkowo, w zestawie znajduje się 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną, co czyni ten wózek niezwykle funkcjonalnym w codziennym użytkowaniu.

Stelaż wózka został wyposażony w koła o średnicy 75 mm, ocynkowane i umieszczone w obudowie stalowej, z dwoma z blokadą. Dwa z uchwyty do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm stanowią zintegrowany element konstrukcji, co ułatwia manipulację wózkiem.

Wymiary całkowite wózka to 950x480x880 mm, a jego ergonomiczny design sprawia, że jest łatwy w obsłudze i przemieszczaniu. To doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych, gdzie liczy się nie tylko funkcjonalność, ale również estetyka i higiena. Zainwestuj w produkt, który spełni najwyższe standardy i ułatwi codzienną pracę personelu medycznego.

Wózek medyczny na kółkach, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x480x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

