

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-na-leki-p-2015.html>

Wózek medyczny na leki



Cena brutto	2 700,00 zł
Cena netto	2 500,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-02-66
Kod producenta	D-02-S(1)T-66-ST-K5

Opis produktu

Ten innowacyjny wózek medyczny na leki, idealnie przystosowany jest do zaspokojenia potrzeb współczesnych placówek medycznych. Jego funkcjonalność i solidne wykonanie zapewniają wygodę i bezpieczeństwo podczas przechowywania oraz transportu leków i innych potrzebnych materiałów.

Wózek posiada 1 wyjmowaną tacę o wymiarach 705x390x18 mm, która umożliwia łatwe i szybkie organizowanie i przemieszczanie leków. Dodatkowo, szuflada o rozmiarach 655x385x155 mm dostarcza dodatkowej przestrzeni do przechowywania różnego rodzaju akcesoriów.

Solidny stelaż wózka wykonany jest z aluminiowo-stalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo na biało. Posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, co umożliwia dowolną regulację wysokości półek oraz łatwy montaż wyposażenia dodatkowego za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Wózek jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę. Uchwyt zintegrowany z konstrukcją wózka, wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm, umożliwia łatwe prowadzenie i manewrowanie.

Taca wyjmowana, wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, oraz stalowa szuflada, lakierowana proszkowo na biało, gwarantują trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Wymiary całkowite wózka wynoszą 810x480x890 mm. Powierzchnia użytkowa tacy to 610x360x17 mm, a szuflady 580x345x125 mm [szerokość x głębokość x wysokość]. Dzięki tym wymiarom, wózek oferuje odpowiednią przestrzeń do przechowywania leków i innych niezbędnych przedmiotów.

Nasz wózek medyczny na leki został wyprodukowany w kraju i posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych. Jest sprzedawany wraz ze stawką 8% VAT, co stanowi dodatkową korzyść dla naszych klientów.

Wózek medyczny na leki, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 810x480x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**