

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-pod-aparature-medyczna-p-2734.html>



Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z szafką zamykaną

Cena brutto	5 200,00 zł
Cena netto	4 814,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-AP2
Kod producenta	AP2-04-P(32)2PD-50-120-ABS3-0000

Opis produktu

Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z szafką zamykaną to model przeznaczony do organizacji stanowiska pracy z aparaturą diagnostyczną, urządzeniami pomocniczymi oraz akcesoriami używanymi w gabinetach, pracowniach i salach zabiegowych. Układ **1 półki 500x320 mm, 2 półek 500x500 mm oraz szafki z drzwiami 500x500x413 mm wyposażonej w zamek** pozwala wygodnie rozdzielić urządzenie główne, osprzęt, materiały pomocnicze i wyposażenie, które powinno pozostać poza otwartą przestrzenią roboczą.

Wózek pod aparaturę medyczną z zamykaną szafką – do uporządkowanego stanowiska pracy

Najważniejszą cechą tego wariantu jest **zamknięta szafka z zamkiem**, dzięki której model lepiej sprawdza się tam, gdzie część akcesoriów trzeba przechowywać w sposób uporządkowany i ograniczający dostęp osób postronnych. To odróżnia go od prostszych stolików i wózków opartych wyłącznie na półkach lub układzie szuflad.

Konstrukcja została oparta na **profilu aluminiowym z 2 kanałami montażowymi po obu stronach**, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespołów bez konieczności wykonywania otworów. Dzięki temu można lepiej dopasować układ półek i modułów do konkretnej aparatury medycznej oraz sposobu pracy personelu.

Najważniejsze cechy konstrukcyjne

- 1 półka o wymiarach 500x320 mm,
- 2 półki o wymiarach 500x500 mm,
- 1 szafka z drzwiami 500x500x413 mm wyposażona w zamek,
- 2 uchwyty do prowadzenia,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego na biało,
- półki i szafka stalowe, lakierowane na biało, z pogłębieniem,
- kanały montażowe zabezpieczone maskownicą ograniczającą gromadzenie się brudu,
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym,
- koła o średnicy 100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym 2 z blokadą.

Praktyczne zastosowanie w gabinecie i pracowni

Model sprawdzi się wszędzie tam, gdzie aparatura medyczna wymaga stabilnego ustawienia, a stanowisko pracy powinno pozostać przejrzyste i łatwe do uporządkowania. Górne i środkowe półki można przeznaczyć na urządzenie oraz osprzęt roboczy, natomiast szafka pozwala schować akcesoria, które nie muszą pozostawać stale na widoku. Dwa uchwyty do

przewodzenia ułatwiają przemieszczanie wózka pomiędzy stanowiskami.

Kolorystyka i dopasowanie

Drzwi szafki oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym. Dostępne szerokości półek: **450, 500, 550, 600, 650, 700 i 1100 mm**. Zmiana szerokości półki wpływa na całkowite wymiary wózka oraz cenę.

Dane techniczne

Typ produktu	Wózek pod aparaturę medyczną AP2 z szafką zamykaną
Wymiary całkowite	620x585x1200 mm
Półka 1	500x320 mm
Powierzchnia użytkowa półki 1	450x270 mm
Półka 2 i 3	500x500 mm
Powierzchnia użytkowa półki 2 i 3	450x450 mm
Szafka z drzwiami	500x500x413 mm
Powierzchnia użytkowa blatu szafki	450x450 mm
Powierzchnia użytkowa szafki	460x480x355 mm
Uchwyty do prowadzenia	2 szt.
Koła	100 mm, 2 koła z blokadą
Stelaż	Profil aluminiowy lakierowany na biało
Półki i szafka	Stal lakierowana na biało, elementy z pogłębieniem
Podstawa	Stalowa z osłoną ABS w kolorze białym
Kolorystyka	Paleta RAL; możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym
Dostępne szerokości półki	450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700 / 1100 mm
Tolerancja wymiarów	+/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

Materiał maskownic i zaślepek (tworzywo / stal) uzależniony jest od wybranego koloru RAL oraz wyposażenia. Model wykonywany jest w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485, a proces produkcyjny realizowany jest z zachowaniem wymagań środowiskowych.

Powiązane kategorie i produkty

- [Stoliki pod aparaturę diagnostyczną](#) - zobacz pozostałe warianty stanowisk aparaturowych.
- [Stolik pod aparaturę medyczną z 2 półkami i szufladą](#) - dla osób szukających prostszego, otwartego układu.
- [Stolik pod aparaturę medyczną K-1 G-002](#) - wariant z szafką 2-szufladową i szynami instrumentalnymi.
- [Wózek medyczny do przewożenia aparatury medycznej](#) - rozbudowany wariant transportowy z innym układem modułów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy szafka w tym wózku jest zamykana?

Tak. Model AP2 posiada szafkę z drzwiami o wymiarach 500x500x413 mm, wyposażoną w zamek. To praktyczne rozwiązanie do przechowywania akcesoriów, dokumentacji lub wyposażenia, które nie powinno pozostawać na otwartych półkach.

Czy można regulować położenie półek i podzespółów?

Tak. Stelaż wykonano z profilu aluminiowego z 2 kanałami montażowymi po obu stronach, co umożliwia regulację wysokości położenia podzespółów bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.

Jakie są wymiary tego wózka pod aparaturę medyczną?

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 620x585x1200 mm. Producent podaje tolerancję wymiarów +/- 10 mm [szerokość x głębokość x wysokość].

Jakie półki zastosowano w tym modelu?

Wózek wyposażono w 1 półkę o wymiarach 500x320 mm oraz 2 półki o wymiarach 500x500 mm. Powierzchnia użytkowa mniejszej półki wynosi 450x270 mm, a większych półek 450x450 mm.

Czy wózek jest mobilny i czy posiada blokadę kół?

Tak. Model ma koła o średnicy 100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym 2 koła z blokadą. Ułatwia to zarówno przemieszczanie wózka, jak i jego stabilne ustawienie w wybranym miejscu.

Czy można zamówić ten model w innym kolorze?

Tak. Drzwi szafki oraz elementy dekoracyjne mogą być lakierowane na kolor według palety RAL. Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary