

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ren-02st-p-1907.html>



Wózek medyczny REN-02/ST

Cena brutto	5 260,00 zł
Cena netto	4 870,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-2W0
Kod producenta	ANS-2W00-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)

Opis produktu

Wózki medyczne REN mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Służą do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów. Posiadają mocną i stabilną konstrukcję. Wózek wykonany jest w całości ze stali pokrytej proszkowo lakierem. Błat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi dwie szuflady oraz pusta wnęka na walizkę reanimacyjną. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Cechy produktu:

- szafka z 2 szufladami, wysokość frontów szuflad: 2x155 mm + otwarta przestrzeń na walizkę reanimacyjną 370h mm
- 1xuchwyt do prowadzenia
- blat stalowy, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL
- prowadnice szuflad z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą
- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- łatwy w utrzymaniu czystości

Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm
- kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)