

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-ren-06abs-p-1915.html>



Wózek medyczny REN-06/ABS

Cena brutto	7 704,00 zł
Cena netto	7 133,33 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-4L
Kod producenta	ANS-4L0-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)

Opis produktu

Wózki medyczne REN mają szerokie zastosowanie w szpitalach, przychodniach medycznych, laboratoriach i hospicjach. Wykorzystywane są do przechowywania różnego typu środków medycznych i medykamentów oraz zapewniają mobilność aparaturze medycznej. Posiadają mocną i stabilną konstrukcję. Wózek wyposażono w stalowy stelaż pokryty proszkowo warstwą lakieru. Błat i podstawa wykonane z tworzywa ABS gdzie blat posiada pogłębienie a podstawa specjalne odboje. W skład wózka wchodzi szafka z czterema szufladami. Dla zapewnienia łatwego przemieszczania wózek został wyposażony w cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wózek medyczny REN-06/ABS, cechy:

- szafka z 4-szufladami (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm)
- 1uchwyt do prowadzenia
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym
- blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL
- prowadnice szuflad z samodociągami
- korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą
- cichy i stabilny
- wytrzymały
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- niezawodny i funkcjonalny
- łatwy w utrzymaniu czystości

Wózek medyczny REN-06/ABS, standardowe wyposażenie:

- 1 x szafka z 4-szufladami (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm),
- 1 x uchwyt do prowadzenia.

Wózek medyczny REN-06/ABS, dane techniczne:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflad:

(przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

(przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

- kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)