

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-wielofunkcyjny-p-1998.html>

Wózek medyczny wielofunkcyjny



Cena brutto	1 940,00 zł
Cena netto	1 796,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-02-66
Kod producenta	C-02-BQ-66-ST-K5-WUPO 2.KO.0.KO.2,5-UMU

Opis produktu

Wózek medyczny wielofunkcyjny to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych placówek medycznych i opieki zdrowotnej. Wyposażony w liczne funkcje i praktyczne elementy, ten wózek zapewnia niezawodność i elastyczność w codziennym użytkowaniu.

Wykonany z wytrzymałego stelaża aluminiowo-stalowego, pomalowanego proszkowo na biało, ten wózek medyczny jest nie tylko solidny, ale także atrakcyjny wizualnie. Jego stelaż posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, co umożliwia dowolną regulację wysokości półek. To oznacza, że personel medyczny może dostosować wózek do swoich potrzeb i preferencji, zapewniając wygodę i efektywność pracy.

Wózek jest również przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Dzięki temu personel medyczny może łatwo dostosować wózek do zmieniających się potrzeb i wymagań placówki medycznej.

Zastosowane ocynkowane koła o średnicy 75 mm gwarantują płynne poruszanie się wózkiem, a dwa z nich posiadają blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Wózek wyposażony jest również w uchwyty do prowadzenia, wykonane z pręta o średnicy 8 mm, które stanowią zintegrowany element konstrukcji. To udogodnienie umożliwia łatwe i precyzyjne manewrowanie wózkiem medycznym w dowolnym kierunku.

Wózek posiada również praktyczny blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o wymiarach 705x415x20 mm. Blat ten jest montowany na stałe do stelaża, zapewniając stabilność i trwałość. Jego podniesiony rant zabezpiecza przed przypadkowym przemieszczeniem się przedmiotów, które na nim się znajdują.

Wózek jest również wyposażony w dwie kuwety z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm. Kuwety te są praktyczne i łatwe do czyszczenia, umożliwiając przechowywanie i transportowanie różnych materiałów medycznych.

Ten wielofunkcyjny wózek medyczny jest niezawodnym i wszechstronnym narzędziem, które zapewnia elastyczność, funkcjonalność i trwałość. Jego solidne wykonanie, regulowana wysokość półek i możliwość montażu dodatkowego wyposażenia czynią go idealnym wyborem dla placówek medycznych, które potrzebują wydajnego i praktycznego rozwiązania do przechowywania i transportowania materiałów medycznych.

Wózek medyczny wielofunkcyjny, dane techniczne:

-
- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm
 - wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm
 - wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**