

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-wielofunkcyjny-multi-04abs-p-1899.html>



Wózek medyczny wielofunkcyjny MULTI-04/ABS

Cena brutto	9 702,00 zł
Cena netto	8 983,33 zł
Cena poprzednia	10 369,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MULTI-04/ABS wyp
Kod producenta	MULTI-02-DD-00-B(ABS3)S(ST

Opis produktu

Wózek wielofunkcyjny Multi przeznaczony jest do szpitali oraz przychodni medycznych. Służy do przechowywania różnego rodzaju środków i akcesoriów medycznych. Jego konstrukcja zapewnia sterylne warunki przechowywania w codziennej pracy personelu medycznego. Dla zapewnienia stabilności i wytrzymałości szafka posiada stalową konstrukcję malowaną proszkowo. Błat i podstawa wykonane z tworzywa ABS, gdzie blat jest pogłębiony i otoczony z dwóch stron bandami a podstawę wyposażono w odboje. Dla zwiększenia funkcjonalności wózek został wyposażony w szafkę dwukomorową z drzwiczkami, trzy kuwety płytkie, kuwetę głęboką, cztery płytkie kosze, trzy kosze głębokie, kosz na odpady, dwie szyny instrumentalne oraz układ jezdny w postaci czterech kółek. Wózek cechuje się wysoką jakością wykonania oraz zapewnia pełen komfort podczas użytkowania.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wyposażenie:

- szafka 2-komorowa z drzwiczkami
- 2x(1xkuweta 400x300x110mm, 1xkuweta 400x300x50mm, 1xkosz 400x300x100mm, 1xkosz 400x300x180mm)
- 1xkosz na odpady z tw. szt. w obudowie drucianej
- 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 2xzamek do szafki z drzwiczkami
- 2xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- stabilny i bezpieczny
- wytrzymały i funkcjonalny
- ergonomiczny
- prosta konstrukcja
- dwa kątki wyposażone w blokadę
- cichy i lekki w przemieszczaniu

Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 770x570x1000 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

-
- wymiary szafki: 700x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary