

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-wielofunkcyjny-multi-06st-p-2688.html>

Wózek medyczny wielofunkcyjny MULTI-06ST



Cena brutto	11 000,00 zł
Cena netto	10 185,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MULTI-06ST

Opis produktu

Wózek medyczny, jest wykorzystywany **głównie w placówkach medycznych, hospicjach**. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz specjalnej konstrukcji otrzymujemy bardzo wytrzymały i stabilny wózek medyczny, **wielofunkcyjny**. **Szafka została wykonana ze stali, lakierowana proszkowo**. Prowadnice szuflad zostały wyposażone w system samodociągu. **Część szafki z drzwiczkami** wyposażona w system prowadnic z **tworzywa ABS** przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze **stali lakierowanej proszkowo**. **Szafka wyposażona w zamek**. **Podstawa szafki** stalowa, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare), **w tym dwa z blokadą**. **Błat również został wykonany ze stali z pogłębieniem**, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm.

Wyposażenie:

- szafka na 4 szuflady (wysokość frontów 4x173 mm) + 1 drzwiczki (szerokość:310mm)
- wyposażenie części szafki z drzwiczkami (1xkuweta 400x300x110mm, 1xkuweta 400x300x50mm, 1xkosz 400x300x100mm, 1xkosz 400x300x180mm)
- 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150mm
- 1xodcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 3xuchyłny pojemnik z PLEXI
- 1xzamek do szafki z drzwiczkami
- 1xwieszak na kroplówkę
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- wykorzystywany **głównie w placówkach medycznych, hospicjach**
- **wytrzymała i stabilna konstrukcja**
- szafka ze stali, lakierowana proszkowo
- prowadnice szuflad z systemem samodociągu
- szafka wyposażona w zamek
- podstawa szafki stalowa z odbojami
- koła w tym 2 z blokadą
- blat stalowy z pogłębieniem

Dane techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 950x550x1000 mm
- Wymiary powierzchni szuflady: 390x460 mm

-
- Wymiary szafki: 900x500 mm
 - [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-pertowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary