

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-wielofunkcyjny-ze-stali-kwasoodpornej-p-2689.html>



Wózek medyczny, wielofunkcyjny ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	12 400,00 zł
Cena netto	11 481,48 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MULTI-06KO

Opis produktu

Wózek medyczny, jest wykorzystywany **głównie w placówkach medycznych, hospicjach**. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz specjalnej konstrukcji otrzymujemy bardzo wytrzymały i stabilny wózek medyczny, **wielofunkcyjny. W całości został wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Błat z pogłębieniem**, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm.

Prowadnice szuflad zostały wyposażone w **system samodociągu**. Część szafki z drzwiczkami wyposażona w **system prowadnic z tworzywa ABS** przystosowana do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, **szafka została wyposażona w zamek**.

Wyposażenie:

- szafka na 4 szuflady (wysokość frontów 4x173 mm) + 1 drzwiczki (szerokość:310mm),
- wyposażenie części szafki z drzwiczkami (1xkuweta 400x300x110mm, 1xkuweta 400x300x50mm, 1xkosz 400x300x100mm, 1xkosz 400x300x180mm)
- 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 360x160x150mm
- 1xodcinek szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 3xuchylny pojemnik z PLEXI
- 1xwieszak na kroplówkę
- 1xzamek do szafki z drzwiczkami
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- wykorzystywany głównie w placówkach medycznych, hospicjach
- wytrzymała i stabilna konstrukcja
- szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, fronty lakierowane proszkowo
- prowadnice szuflad z systemem samodociągu
- szafka wyposażona w zamek
- podstawa szafki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- koła w tym 2 z blokadą
- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem
- **produkowany w Polsce**
- **sprzedawany z 8% VAT**

Dane techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 950x550x1000 mm

-
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 390x460x148 mm
 - Wymiary szafki: 900x500 mm
 - [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**