

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-z-jedna-taca-p-3181.html>

Wózek medyczny z jedną tacą

Cena brutto	1 819,00 zł
Cena netto	1 684,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-B2Q-33-ST-K5

Opis produktu

Odkryj niezawodny wózek medyczny z jedną tacą, idealny do różnorodnych zastosowań w środowisku medycznym. Wyposażony w solidny stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na biało, zapewniający trwałość i łatwość czyszczenia. Dzięki inteligentnemu projektowi z kanałami montażowymi wewnętrznej strony, dostosowanie wysokości półek jest proste i elastyczne, bez potrzeby wykonywania dodatkowych otworów. Wózek jest także przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego za pomocą elementów złącznych, co eliminuje konieczność wykonywania trwałych zmian. Zintegrowane koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, gwarantują łatwe prowadzenie i stabilność w różnych warunkach. Taca wyjmowana, wykonana ze stali kwasoodpornej, oraz kuweta z tworzywa sztucznego zapewniają niezbędną funkcjonalność i trwałość. Wymiary całkowite 490x430x890 mm pozwalają na efektywne wykorzystanie przestrzeni, natomiast powierzchnie użytkowe tacy i kuwety oferują odpowiednią przestrzeń do przechowywania i transportu materiałów medycznych. Odkryj wszechstronny wózek medyczny, który sprosta Twoim potrzebom w zakresie mobilności i przechowywania.

Wózek medyczny z jedną tacą, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 490x430x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 288x358x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**