

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-z-kwasowki-p-2030.html>



Wózek medyczny z kwasówki

Cena brutto	2 746,00 zł
Cena netto	2 542,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-D-03-D-KO
Kod producenta	D-02-BT-66-KO-K5-WKR2 .(295)x95x85.KO.EP-200

Opis produktu

Wózek Medyczny z Kwasówki - Doskonała Mobilność i Funkcjonalność

Poszukujesz wysokiej jakości wózka medycznego, który nie tylko zapewnia pełną funkcjonalność, ale również spełnia najwyższe standardy higieny i trwałości? Nasz Wózek Medyczny z Kwasówki to rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalnych potrzebach placówek medycznych, zapewniając mobilność, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Główne cechy produktu:

Materiał Kwasoodporny Gat. 0H18N9: Cała konstrukcja wózka została wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje trwałość, odporność na korozję i łatwość utrzymania w czystości.

Stelaż z Kołami o Średnicy 75 mm: Stelaż wózka wyposażony jest w solidne koła o średnicy 75 mm, umieszczone w ocynkowanej obudowie stalowej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, co zapewnia stabilność w czasie użytkowania. Dodatkowo, uchwyt do prowadzenia zintegrowany jest z kształtownikiem o przekroju 20x20 mm, co sprawia, że konstrukcja jest nie tylko solidna, ale również łatwa w obsłudze.

Taca Wyjmowalna: Wózek wyposażony jest w tacę o wymiarach 705x390x18 mm, którą można łatwo wyjąć, co ułatwia proces czyszczenia i dezynfekcji.

Dodatkowe Akcesoria:

- 1x Taca o wymiarach 650x390x18 mm,
- 1x Koszyk na akcesoria o wymiarach 295x95x85 mm,
- 1x Stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną.

Pokrywa na Odpady z Tworzywa w Kolorze Szarym: Pokrywa stelaża do worka na odpady została wykonana z trwałego tworzywa w kolorze szarym, co nie tylko zapewnia estetykę, ale również zwiększa higienę w danym środowisku.

Wymiary Całkowite: 1000x430x890 mm - idealne proporcje dla efektywnego wykorzystania przestrzeni.

Wymiary Powierzchni Użytkowej Tacy: 610x360x17 mm - szeroka i głęboka powierzchnia użytkowa tacy pozwala na przechowywanie i transport różnorodnych materiałów medycznych.

Nasz Wózek Medyczny z Kwasówki to nie tylko produkt wysokiej jakości, ale również gwarancja profesjonalnego i bezpiecznego użytkowania w środowisku medycznym. Wybierz doskonałość w każdym detalu!

Wózek medyczny z kwasówki, dane techniczne;

- Wózek medyczny z kwasówki, dane techniczne;
- Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**