

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-zabiegowy-p-2787.html>



Wózek medyczny zabiegowy z tacą, szufladą i kuwetami

Cena brutto	3 500,00 zł
Cena netto	3 240,74 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-S(1)2Q-33-ST-K5-WMD2.L400-0.200.C

Opis produktu

Wózek medyczny zabiegowy to wszechstronne urządzenie, które doskonale sprawdzi się w różnych placówkach medycznych. Jego funkcjonalność oraz solidne wykonanie sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem podczas wykonywania procedur medycznych.

Stelaż wózka został wykonany z połączenia aluminium i stali, a następnie pomalowany proszkowo na biało. Dzięki temu jest trwały, odporny na uszkodzenia oraz łatwy do utrzymania w czystości. Stelaż wyposażony jest w kanały montażowe po wewnętrznej stronie, umożliwiające dowolną regulację wysokości półek oraz montaż dodatkowego wyposażenia za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów. Wózek wyposażony jest w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę, co zapewnia stabilność podczas użytkowania. Do prowadzenia wózka służy solidny uchwyt zintegrowany z konstrukcją, wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm.

W skład wyposażenia wchodzi wyjmowana taca o wymiarach 380x390x18 mm, wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Ta funkcjonalna taca zapewnia wygodne miejsce do przechowywania niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych. Dodatkowo, wózek posiada szufladę o wymiarach 335x385x155 mm, która pomieści większe przedmioty i zapewni ich bezpieczne przechowywanie.

W zestawie znajdują się również dwie kuwety wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm. Kuwety te są idealne do przechowywania i transportu drobnych przedmiotów medycznych, zapewniając jednocześnie łatwą higienizację.

Wózek medyczny został również wyposażony w praktyczne akcesoria. Znajduje się na nim kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, który umożliwia bezpieczne i higieniczne gromadzenie odpadów medycznych. Dodatkowo, wózek posiada pojemnik na zużyte igły oraz pojemnik na rękawiczki, które są obudowane z trzech stron, zapewniając bezpieczeństwo personelu medycznego podczas usuwania niepotrzebnych materiałów.

Całkowite wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego wynoszą 490x480x890 mm. Powierzchnia użytkowa tacy ma wymiary 358x288x17 mm, natomiast szuflada oferuje powierzchnię użytkową o wymiarach 260x345x125 mm. Kuweta ma wymiary powierzchni użytkowej 335x260x60 mm. Te przestronne powierzchnie zapewniają odpowiednią przestrzeń do przechowywania i organizowania niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych.

Wózek medyczny zabiegowy, dane techniczne:

-
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 358x288x17 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 260x345x125 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**