

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-medyczny-zabiegowy-stal-kwasoodporna-p-2788.html>



Wózek medyczny zabiegowy - stal kwasoodporna

Cena brutto	3 901,00 zł
Cena netto	3 612,04 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-33
Kod producenta	D-03-S(1)2Q-33-KO-K5-WMD2.L400-0.200.C

Opis produktu

Wózek medyczny zabiegowy - doskonała funkcjonalność i trwałość

Nasza innowacyjna propozycja wózka medycznego zabiegowego to nie tylko praktyczne narzędzie dla personelu medycznego, ale również gwarancja bezpieczeństwa i wygody pacjenta. Wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, ten solidny wózek to niezawodny towarzysz w codziennej pracy.

Głównym elementem tego wózka jest stalowa taca o wymiarach 380x390x18 mm. Wyjmowana taca zapewnia elastyczność i ułatwia organizację potrzebnego sprzętu. Możesz swobodnie przenosić ją z miejsca na miejsce, zapewniając odpowiednią przestrzeń do wykonywania różnorodnych procedur medycznych.

W komplecie znajdują się również dwie kuwety o wymiarach 395x325x65 mm, które mogą być wykorzystane do przechowywania narzędzi lub innych potrzebnych materiałów. Każda kuweta została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest trwałe, łatwe do czyszczenia i odporne na korozję.

Wózek jest również wyposażony w dwie szyny instrumentalne, które zapewniają bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp do narzędzi podczas zabiegów. Narożniki szyn zostały specjalnie zabezpieczone, eliminując ryzyko przypadkowych uszkodzeń.

Dodatkowe elementy, takie jak kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, pojemnik na zużyte igły oraz pojemnik na rękawiczki, zapewniają odpowiednie warunki higieniczne i pozwalają na właściwe gospodarowanie odpadami medycznymi.

Stelaż wózka został wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę, co zapewnia stabilność i bezpieczne manewrowanie wózkiem. Dodatkowo, wygodny uchwyt wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm ułatwia prowadzenie wózka i zapewnia wygodę podczas przemieszczania się.

Wymiary tego funkcjonalnego wózka medycznego to 490x480x890 mm, jednak bez wyposażenia opcjonalnego. Powierzchnia użytkowa tacy wynosi 358x288x17 mm, a szuflady 260x345x125 mm. Kuweta ma natomiast wymiary 335x260x60 mm.

Ten wózek medyczny zabiegowy jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, szpitali, klinik oraz wszędzie tam, gdzie niezawodność, trwałość i funkcjonalność są kluczowe. Zapewniamy, że nasz wózek medyczny spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, umożliwiając im skuteczną i profesjonalną opiekę nad pacjentami.

Wózek medyczny zabiegowy - stal kwasoodporna, dane techniczne:

-
- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 490x480x890 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 358x288x17 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 260x345x125 mm
 - Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**